

	FICHA TÉCNICA COMERCIAL						Código	ODS-F14		
							Versión	E		
							Fecha	9-may-22		
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:		ZAPATO POSTOPERATORIO					VERSIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN DE MOLDES		
REFERENCIA INTERNA:		D1514 / D1515 / D1516 / D1580 / D1583					A	A		
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Descripción y tipo de producto		Ortesis de suela suave para postoperatorio de pie.								
CARACTERÍSTICAS: De materiales y diseño de producto		Fabricado en telas acolchadas, cierres de contacto, suela rígida y antideslizante tipo rocket								
USOS: Beneficios del producto en la persona		Postoperatorio del pie y cuello de pie, pie artrítico.								
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA: Precauciones durante el uso, recomendaciones y posibles efectos secundarios		Utilizar según indicaciones médicas.								
INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO DEL PRODUCTO:		Lavar a mano con agua fría y jabón suave. No usar detergente. No lavar en lavadora.								
INSTRUCCIONES DE USO: Paso a paso de postura del producto		1. Ubique pie en el zapato. 2. Ubique la aleta en el borde del extremo. 3. Coloque la primera correa pasando por la hebilla en la parte inferior del pie y ajústela con el velcro. 4. Coloque la segunda correa pasando por la hebilla en la parte extrema del pie y ajústela con el velcro.								
COMPOSICIÓN		Fibra de cuero 60%		Goma Eva 19%		Polioléfinas 12%	Poliuretano 5%	Otros 4%		
INSUMOS		Suela pluma		Gancho		Picking				
		Suela odena		bolsa		Marquilla				
		Suela deportiva		Etiqueta		Cuadrante				
		Sesgo		código de barras						
		Felpa		hilo						
COLOR / ES		Azul								
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO		Unidad								
TABLA DE MEDIDAS		TALLA	Contorno Superior	Contorno Inferior	Largo del pie	contorno del pie	Alto	Radio	Otras	
		XS	N.A	N.A	21 cm	20 cm - 27 cm				
		S	N.A	N.A	23 cm	22 cm - 29 cm	N.A	N.A	PESO TOTAL PRODUCTO S/ 11143: 139.4G	
		M	N.A	N.A	26 cm	24 cm - 31 cm	N.A	N.A		
		L	N.A	N.A	28 cm	26 cm - 33 cm	N.A	N.A		
		XL	N.A	N.A	31 cm	28 cm - 35 cm	N.A	N.A		
EMPAQUE:		Material		Tamaño		Peso	Calibre	Información que brinda		
		CAJA		30CM ALTO X 14CM ANCHO X 5 CM		11,4gr	N.A	Instrucciones de uso, nombre del producto, información de la empresa		
		ETIQUETA ADHESIVA		N.A		N.A	N.A			
		STICKER PIKING		5.1 cm	2.5 cm	0.2 gr	N.A	lote de fabricación y código punto de venta		
		STICKER CODIGO DE BARRAS		3.8 cm	3 cm	0.2 gr.	N.A	Número de código de barras y lote de fabricación		
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Variables como temperatura, humedad e iluminación para la buena disposición del producto y preservación del mismo		TEMPERATURA= (MAX: 30°C) + 2° C HUMEDAD RELATIVA = (MAX: 75%) + 5% A TENER EN CUENTA: 1. Evitar almacenar en ambientes cálidos" definiendo cálido a temperatura mayores entre 32° y 40 °C. 2. No deben retirarse los dispositivos medicos de su empaque primario, deben conservarse siempre en su empaque original. 3. No deben exponerse los productos al sol 4. El rótulo de cada producto deberá establecerse en el empaque primario. 5. Los dispositivos deben estar en Estado de limpieza, orden y aseo en paredes, pisos y techos de las áreas donde se realicen actividades de almacenamiento. 6. Disponer de equipos contra incendios en área de fácil acceso. 7. Realizar Limpieza y desinfección de las instalaciones y superficies de trabajo, control de roedores e insectos, para evitar la contaminación. SE DEBE CUMPLIR CON: • Cumplir con el Uso de los elementos de protección personal (EPP), Sujeta a la matriz legal vigente • Específicamente con los EPP para manipulación de cargas (Faja lumbar o arnés, Guantes de maniobra, Botas punta de acero, a su vez el personal no debe portar elementos colgantes (Tipo collares, corbatas, pulseras, relojes de pulso, anillos, aretes). Utilización de cofia para el cabello. • Garantizar en el almacenaje que los planos móviles del tendido de la cama estén debidamente asegurados. • La manipulación del producto (traslado, carga y arrume) debe realizarse entre dos personas para compensar carga, se debe maniobrar por el chasis principal rígido no por los planos, la cama debe manipularse Verticalmente plano cabeza hacia abajo, plano pies hacia arriba (Frontales respectivamente hacia arriba, hacia abajo, laterales hacia izquierda, hacia derecha)								
No. REGISTRO SANITARIO: Número de registro Invima, si aplica.		INVIMA 2018 DM-0003369-R1		OBSERVACIONES:		Se actualiza partida arancelaria 9021101000 Garantía aplic				
FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: De ficha Técnica		5/10/2020								