

FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS

PRODUCTO	AGUJAS PARA ANESTESIA EPIDURAL – B.BRAUN®				
NOMBRE GENERICO	AGUJAS PARA ANESTESIA EPIDURAL				
DESCRIPCIÓN	Cánula para anestesia epidural con bisel y un mandril interno				
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable, bronce, níquel, estaño, PC, Polipropileno, PE–HD, PE				
INDICACIONES DE USO	Anestesia epidural (lumbar, torácica, cervical) y bloqueo Caudal para una anestesia rápida y fiable durante la cirugía. Las agujas epidurales permiten realizar la inyección del Anestésico local en el espacio epidural (técnica de inyección única) y la colocación del catéter epidural (técnica de Catéter).				
CONTRAINDICACIONES	<p>El producto solo debe ser utilizado por el personal autorizado.</p> <p>Contraindicaciones absolutas: rechazo del paciente, trastornos de la coagulaicón y tratamiento anticoagulante (por ejemplo, warfarina), infección de la piel en el lugar de inyección, septicemia (complicaciones graves tales como meningitis o absceso epidural), presión intracraneal aumentada, hipovolemia, hipersensibilidad conocida a los anestésicos locales o cualquiera de los materiales empleados.</p> <p>Contraindicaciones relativas: Pacientes que no colaboran; Trastornos neurológicos previos (por ejemplo, esclerosis múltiple; Situaciones de gasto cardiaco fijo (por ejemplo, estenosis aórtica, cardiomiopatía hipertrófica obstructiva (CMHO), estenosis mitral y bloqueo cardíaco completo); Anomalías anatómicas de la columna vertebral (por ejemplo, artritis, osteoporosis, prolapso de disco intervertebral o dolor después de la cirugía de disco intervertebral); Heparina profiláctica a baja dosis.</p> <p>Riesgos: Riesgos conocidos de las técnicas de anestesia epidural y espinal, sobre todo hipotensión, parada cardíaca, parada respiratoria y efectos tóxicos de los anestésicos locales. En muy raras ocasiones se han observado complicaciones en forma de lesiones neurológicas, tales como hematomas o abscesos epidurales, síndrome de la arteria espinal anterior, etc.</p> <p>Es necesario que estén cerca médicos debidamente familiarizados con la técnica, así como equipo de emergencia, especialmente para la ventilación artificial y el soporte hemodinámico.</p>				
ADVERTENCIAS	La reutilización de dispositivos de un solo uso supone un riesgo potencial para el paciente o el usuario. Puede producir contaminación o mal funcionamiento de la capacidad funcional. La contaminación o la limitación en el funcionamiento del dispositivo pueden ocasionar lesión, enfermedad o incluso la muerte del paciente. No utilizar si el envase está dañado. No volver a esterilizar. La aguja puede perder la punta o incluso dividirse cuando entra en contacto con el hueso. La aguja podría doblarse y posiblemente se rompería si se aplica una fuerza excesiva durante el avance. Las agujas con la punta dañada pueden aumentar el riesgo de colocación intratecal o intravasal. Si se utiliza con un catéter epidural (técnica de catéter), nunca retire el catéter a través de la aguja ya que puede romperse.				
VIDA ÚTIL	5 AÑOS		CLASIFICACION DE RIESGO		III
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2023DM-0001813-R2	MODALIDAD	IMPORTAR Y VENDER	VIGENCIA	25-may.-2033
TITULAR	B. BRAUN MELSUNGEN A.G. – ALEMANIA	FABRICANTE	B. BRAUN MELSUNGEN A.G. – ALEMANIA B. BRAUN MEDICAL INDUSTRIES SDN. BHD – MALASIA		
REFERENCIAS	Ver Anexo				
PRESENTACION COMERCIAL	UNIDAD CAJA X 25 UNIDADES SET (PROSET CONFORMADO POR 1 PERICAN® + 1 PERIFIX®)				
ENVASE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Bolsa	Poliéster medico Papel	1	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
Titular					
EMPAQUE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Caja	Cartón	25	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
Titular					
EMBALAJE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA	
	Caja	Cartón	100	Nombre.	
				Descripción del producto.	
				Lote, fecha de fabricación y expiración.	
Titular, Importador, registro sanitario.					
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	Almacenar a condiciones normales de temperatura.				
MÉTODO DE DESECHO O DISPOSICIÓN FINAL	Se debe realizar de conformidad con los procedimientos internos de las instituciones de salud de conformidad con las regulaciones ambientales.				
BENEFICIOS AMBIENTALES	Los empaques y embalajes del producto poseen características de aprovechamiento, tras un adecuado proceso de separación en la fuente.				



ANEXO -FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MEDICOS

Código	Descripción
4457510	PROSET PERICAN
4459210	PERICAN G-18 PERIFIX LL
4502078	PERICAN PAED 22
4502094	PERICAN PAED 20
4512200	PERICAN G-18 150 MM
4512383	PERICAN G-18 T
4512782	PERICAN G-16 T