

	FICHA TÉCNICA COMERCIAL						Código	ODS-F14
							Versión	E
							Fecha	9-may-22
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:		MUÑEQUERA DOBLE FÉRULA					VERSIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN DE MOLDES
REFERENCIA INTERNA:	(LARGA) D1532 / D1533 (CORTA) D1530 / D1531					A	A	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Protector, sujetador, apoyo y/o prevención para lesiones, esguinces y desgarros. Férula de aluminio en la parte palmar y dorsal (removible). Recubiertas de material acolchado con cierres de velcro para un mejor ajuste e inmovilización							
CARACTERÍSTICAS:	Férula de aluminio en la parte palmar y dorsal (removible). Recubiertas de material acolchado con cierres de velcro para un mejor ajuste e inmovilización.							
USOS:	Brinda apoyo en esguinces y desgarros.							
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA:	Si presenta irritación (alergias) en la piel, utilizar debajo de la órtesis un vendaje de algodón .							
INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO DEL PRODUCTO:	Lavar a mano con agua fría y jabón suave. No usar detergente. No lavar en lavadora.							
INSTRUCCIONES DE USO:	1. Desajuste los velcros 2. Retire la férula posterior 3. Ubique la mano sobre la férula palmar y junte los dos extremos de la muñequera 4. Coloque la férula sobre la muñeca y ajuste los velcros							
COMPOSICIÓN	Aluminio 41%	Poliéster 29%	Nylon 18%	Poliacetal 9 %	Otros 3%			
INSUMOS	Bondeado	Sesgo	Código de barras	Bolsa				
	Felpa 2"	Férula curva	Código Picking					
	Gancho 2"	Hilo	Etiqueta					
	cuadrantes	Gancho 1"	Marquilla Kamex					
COLOR / ES	Azul- Blanco							
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	Unidad							
TABLA DE MEDIDAS	TALLA	Contorno Superior	Contorno Inferior	Largo	Ancho	Alto	Radio	Otras
	LARGA (DERECHA)	21 cm- 24 cm (+/-) 1 cm	24 cm - 33. cm (+/-) 1 cm	30 cm (+/-) 1 cm	27 cm (+/-) 1 cm	N.A	N.A	Contorno Palmar 22 cm - 29 cm Contorno Muñeca 24 cm - 32 cm PESO TOTAL PRODUCTO LARGA DER 16050: 172.8G
	LARGA (IZQUIERDA)	21 cm - 24 cm (+/-) 1 cm	24 cm - 33 cm (+/-) 1 cm	30 cm (+/-) 1 cm	27 cm (+/-) 1 cm	N.A	N.A	Contorno Palmar 22 cm - 29 cm Contorno Muñeca 24 cm - 32 cm PESO TOTAL PRODUCTO LARGA IZ/ 16060: 181.9G
	CORTA (DERECHA)	22 cm- 24 cm (+/-) 1 cm	24 cm - 33 cm (+/-) 1 cm	22 cm (+/-) 1 cm	26 cm (+/-) 1 cm	N.A	N.A	Contorno Palmar 22 cm - 24 cm Contorno Muñeca 24 cm - 23 cm PESO TOTAL PRODUCTO CORTA DER/ 16070: 118.7G
	CORTA (IZQUIERDA)	22 cm - 24 cm (+/-) 1 cm	24 cm - 33 cm (+/-) 1 cm	22 cm (+/-) 1 cm	26 cm (+/-) 1 cm	N.A	N.A	Contorno Palmar 22 cm - 24 cm Contorno Muñeca 24 cm - 23 cm PESO TOTAL PRODUCTO CORTA IZ/ 16080: 117.7G
	MEDIDAS CONSUMIDOR	MEDIDAS CONTO RNO BRAZO	MEDIDAS CIRCUNFERENCIA MANO	Largo	Ancho	Alto	Radio	Otras
	larga der /lizar	12 - 28 CM	10 - 26 CM	27 CM	N.A	N.A	N.A	
	Corta der /lizar	12 - 26 CM	10 - 26 CM	18 CM	N.A	N.A	N.A	
EMPAQUE:	Material	Tamaño			Peso	Calibre	Información que brinda	
	CAJA	30CM ALTO X 14CM ANCHO X 5 CM PROFUNDIDAD			19.8gr	90gr	N.A	
	Etiqueta	N/A			N/A	N/A	Nombre del producto, Descripción, Uso, Instrucciones,	
	Sticker picking	3 CM ALTO X 3.5 CM ANCHO			0.2 g	N/A	Referencia, Lote.	
	Sticker	3 CM ALTO X 3.5 CM ANCHO			0.2gr	N/A	Referencia del producto, Requisición, Orden de producción, Año.	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	"TEMPERATURA= (MAX: 30°C) + 2° C HUMEDAD RELATIVA = (MAX: 75%) + 5% A TENER EN CUENTA: 1. Evitar almacenar en ambientes cálidos* definiendo cálido a temperatura mayores entre 32° y 40 °C. 2. No deben retirarse los dispositivos medicos de su empaque primario, deben conservarse siempre en su empaque original. 3. No deben exponerse los productos al sol 4. El rótulo de cada producto deberá establecerse en el empaque primario. 5. Los dispositivos deben estar en Estado de limpieza, orden y aseo en paredes, pisos y techos de las áreas donde se realicen actividades de almacenamiento. 6. Disponer de equipos contra incendios en área de fácil acceso. 7. Realizar Limpieza y desinfección de las instalaciones y superficies de trabajo, control de roedores e insectos, para evitar la contaminación. SE DEBE CUMPLIR CON: • Cumplir con el Uso de los elementos de protección personal (EPP). Sujeta a la matriz legal vigente • Específicamente con los EPP para manipulación de cargas (Faja lumbar o arnés, Guantes de maniobra, Botas punta de acero, a su vez el personal no debe portar elementos colgantes (Tipo collares, corbatas, pulseras, relojes de pulso, anillos, aretes). Utilización de cofia para el cabello. • Garantizar en el almacenaje que los planos móviles del tendido de la cama estén debidamente asegurados. • La manipulación del producto (traslado, carga y arrume) debe realizarse entre dos personas para compensar carga, se debe maniobrar por el chasis principal rígido no por los planos, la cama debe manipularse Verticalmente plano cabeza hacia abajo, plano pies hacia arriba (Frontales respectivamente hacia arriba, hacia abajo, laterales hacia izquierda, hacia derecha)Se debe calcular la capacidad y resistencia, Tener en cuenta la resistencia estabilidad y facilidad de manipulación de embalaje. Se debe cubrir proteger el material cuando este lo requiera. "							
	2017DM-0001150-R1			OBSERVACIONES:				
FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN:	22/12/2022							
				Se actualiza partida arancelaria 9021101000 Garantía aplic				