

Referencia: 101097


Compresión **18 mmHg**



- ♦ **Denominación comercial:** Medias de compresion progresiva "No-Varix®"
Nombre genérico: Media T.V.P.® antiembólica hasta la rodilla
- ♦ **Registro sanitario o Notificación Sanitaria**
Número Registro Sanitario: INVIMA DM2019-0003826-R1
Notificación Sanitaria: N/A
Fecha de vigencia del Registro/Notificación sanitaria: 26 de febrero de 2.029

- ♦ **Descripción:**
Media T.V.P.® Antiembólica, hasta la rodilla para dama y caballero. Puntera abierta para inspección. Opaca. Médicamente recomendadas a pacientes no ambulatorios para reducir la posibilidad de embolia pulmonar. Ideal en Post-operatorios y pacientes convalecientes por largos periodos. Línea Hospitalaria. Refuerzo superior muy confortable sin caucho, que evita oprimir el músculo, manteniendo la media en su posición. Fibras de excelente elongación, recuperación y durabilidad garantizando constante compresión. Contiene Suavizante Textil que le da elasticidad y facilidad en la postura. Contiene Antibacterial que ayuda a evitar la aparición de hongos, bacterias y ácaros.

- ♦ **Composición Textil:**
Nailon / Nylon: 80% **Elastano / Spandex:** 20%



- ♦ **Indicaciones:**
Antitrombóticas, antiembólicas, pre y post-quirúrgicas, prevención de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. Uso hospitalario.

Características del producto

Método de Análisis


Tolerancia

Compresión:	Mediana	Hatra y Salzmann Mesh MST	15 - 20 mmHg
Color:	White	Espectofotómetro	De 0 a 1
Talla:	Small, Medium, Large, X-large	Long stretch / Cross stretch	+/- 4 cm
Estilo:	Media hasta la rodilla	Visual	N/A
Textura:	Opaco	Visual	N/A

Colores disponibles:



Recomendaciones de uso



Empaque

Denominación
Media hasta la rodilla de compresion progresiva

Empaque
1 par dentro de empaque primario con sticker de identificación

Rotulado

Empaque Primario:
Empaque Secundario:
Empaque Terciario:

Bolsa de polietileno blanca de baja densidad x 1 par
No Aplica
No Aplica

Condiciones de almacenamiento

Temperatura:
Humedad:
Circulación de Aire:

Hasta 30°C
65% +/-10%
El área debe tener ventilación y circulación de aire para evitar concentración de humedad (Prevención de creación de microclimas y crecimiento de hongos)
Evitar la exposición directa a la luz solar
Insectos: polillas, ácaros. Microorganismos: Moho, hongos
Evitar la concentración de polvo que genere daños al producto

Luz solar:
Control de Plagas:
Polvo y contaminación:

Fabricante: Texpon S.A.

Producto importado: No

Manufacturadas por:

Texpon S.A.
"Medias de compresión progresiva"



Escanea el Código QR, para mayor información

Sujeto a cambios sin previo aviso

www.ortopedicosfuturo.com

Distribuidas por :

