

Referencia: 101098


Compresión **18 mmHg**



- ♦ **Denominación comercial:** Medias de compresion progresiva "No-Varix®"
Nombre genérico: Media T.V.P.® antiembólica hasta el muslo
- ♦ **Registro sanitario o Notificación Sanitaria**
Número Registro Sanitario: INVIMA DM2019-0003826-R1
Notificación Sanitaria: N/A
Fecha de vigencia del Registro/Notificación sanitaria: 26 de febrero de 2.029

- ♦ **Descripción:**
Media T.V.P.® Antiembólica, hasta el muslo para dama y caballero. Puntera abierta para inspección. Opaca. Médicamente recomendadas a pacientes no ambulatorios para reducir la posibilidad de embolia pulmonar. Ideal en Post-operatorios y pacientes convalcientes por largos periodos. Línea Hospitalaria. Refuerzo de expansión, que ayuda a mantener la circulación del área femoral. Fibras de excelente elongación, recuperación y durabilidad garantizando constante compresión. Contiene Suavizante Textil que le da elasticidad y facilidad en la postura. Contiene Antibacterial que ayuda a evitar la aparición de hongos, bacterias y ácaros.

- ♦ **Composición Textil:**
Nailon / Nylon: 80% **Elastano / Spandex:** 20%



- ♦ **Indicaciones:**
Antitrombóticas, antiembólicas, pre y post-quirúrgicas, prevención de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. Uso hospitalario.

Características del producto

Compresión:	Mediana
Color:	White
Talla:	Small, Medium, Large, X-large
Estilo:	Media hasta el muslo
Textura:	Opaco

Método de Análisis

Hatra y Salzmann Mesh MST
Espectofotómetro
Long stretch / Cross stretch
Visual
Visual


Tolerancia

15 - 20 mmHg
De 0 a 1
+/- 4 cm
N/A
N/A

Colores disponibles:



Recomendaciones de uso



Empaque

Denominación
Media hasta el muslo de compresion progresiva

Empaque
1 par dentro de empaque primario con sticker de identificación

Rotulado

Empaque Primario:
Empaque Secundario:
Empaque Terciario:

Bolsa de polietileno blanca de baja densidad x 1 par
No Aplica
No Aplica

Condiciones de almacenamiento

Temperatura:
Humedad:
Circulación de Aire:

Hasta 30°C
65% +/-10%
El área debe tener ventilación y circulación de aire para evitar concentración de humedad (Prevención de creación de microclimas y crecimiento de hongos)
Evitar la exposición directa a la luz solar
Insectos: polillas, ácaros. Microorganismos: Moho, hongos
Evitar la concentración de polvo que genere daños al producto

Luz solar:
Control de Plagas:
Polvo y contaminación:

Fabricante: Texpon S.A.

Producto importado: No

Manufacturadas por:

Texpon S.A.
"Medias de compresión progresiva"



Escanea el Código QR, para mayor información

Sujeto a cambios sin previo aviso

www.ortopedicosfuturo.com

Distribuidas por :

ortopédicos y droguerías futuro