

Referencia: 101098

Compresión 18 mmHg




- ♦ **Denominación comercial:** Medias de compresion progresiva "No-Varix®"
Nombre genérico: Media T.V.P.® antiembólica hasta el muslo
- ♦ **Registro sanitario o Notificación Sanitaria**
Número Registro Sanitario: INVIMA DM2019-0003826-R1
Notificación Sanitaria: N/A
Fecha de vigencia del Registro/Notificación sanitaria: 26 de febrero de 2.029

♦ **Descripción:**

Media T.V.P.® Antiembólica, hasta el muslo para dama y caballero. Puntera abierta para inspección. Opaca. Médicamente recomendadas a pacientes no ambulatorios para reducir la posibilidad de embolia pulmonar. Ideal en Post-operatorios y pacientes convalcientes por largos periodos. Línea Hospitalaria. Refuerzo de expansión, que ayuda a mantener la circulación del área femoral. Fibras de excelente elongación, recuperación y durabilidad garantizando constante compresión. Contiene Suavizante Textil que le da elasticidad y facilidad en la postura. Contiene Antibacterial que ayuda a evitar la aparición de hongos, bacterias y ácaros.

♦ **Composición Textil:**

Nailon / Nylon: 80% Elastano / Spandex: 20%



♦ **Indicaciones:**

Antitrombóticas, antiembólicas, pre y post-quirúrgicas, prevención de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. Uso hospitalario.

♦ **Características del producto**

Compresión: Mediana

Color: White

Talla: Small, Medium, Large, X-large

Estilo: Media hasta el muslo

Textura: Opaco

Método de Análisis

Hatra y Salzmann Mesh MST

Espectofotómetro

Long stretch / Cross stretch

Visual

Visual

Tolerancia

15 - 20 mmHg


De 0 a 1

+/- 4 cm

N/A

N/A

Colores disponibles:



White

♦ **Recomendaciones de uso**



Lavado a mano
Temperatura máxima 40 °C



No usar blanqueador



No secar en máquina



Secado en
tendedero a la sombra



No planchar

♦ **Empaque**

Denominación

Media hasta el muslo de compresion progresiva

Empaque

1 par dentro de empaque primario con sticker de identificación

♦ **Rotulado**

Empaque Primario:

Empaque Secundario:

Empaque Terciario:

Bolsa de polietileno blanca de baja densidad x 1 par

No Aplica

No Aplica

♦ **Condiciones de almacenamiento**

Temperatura:

Humedad:

Circulación de Aire:

Hasta 30°C

65% +/-10%

El área debe tener ventilación y circulación de aire para evitar concentración de humedad (Prevención de creación de microclimas y crecimiento de hongos)

Luz solar:

Control de Plagas:

Polvo y contaminación:

Evitar la exposición directa a la luz solar

Insectos: polillas, ácaros. Microorganismos: Moho, hongos

Evitar la concentración de polvo que genere daños al producto

Fabricante: Texpon S.A.

Producto importado: No

Manufacturadas por:

Texpon S.A.
"Medias de compresión progresiva"



Escanea el Código QR, para mayor información

Sujeto a cambios sin previo aviso

www.ortopedicosfuturo.com

Distribuidas por :

ortopédicos y droguerías futuro