



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 02 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Dama Transparente Cadera Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 1121

FOTOGRAFIA



DETALLES

Mediana compresión 15-20 mmHg.

INDICACIONES

- Terapéutica.
- Venas reticulares.
- Varices primarias.
- Dolor.
- Pesadez.
- Post escleroterapia.

BENEFICIOS

- Compresión graduada decreciente que favorece el retorno venoso.
- Talón verdadero para mayor comodidad.
- Pantalón con ajuste perfecto.

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendadas por los médicos para controlar el cansancio, pesadez y calambres.

CONTRAINDICACIONES

- Oclusión arterial aguda.
 - Lesiones de la piel y ulceración activa.
- Si el problema persiste consulte a su médico y suspenda el uso.

COMPOSICIÓN

Composición: 80% Poliamida 20% Elastano

DATOS ESPECÍFICOS

Color: Sahara, Vison, Beige y Negro
Tallas: S, M, L y XL



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 02 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Dama Transparente Cadera Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 1121

CRITERIOS DE CALIDAD

- Conservar igualdad de tonos en prenda e insumos.
- El tejido no debe presentar defectos como huecos, marras y demás que afecten la calidad del producto.
- Debe visualizarse la prenda limpia, sin hebras fijas ni sueltas.
- Las costuras no deben presentar saltos, tensiones, destensiones.
- Costura de puntera PLANA.

RECOMENDACIONES DE LAVADO

- Lavar a mano. Temperatura máxima 40° C / Hand wash maximum temperature 40°C
- No usar blanqueador / Do not bleach
- No secar en máquina / Do not machine dry
- No dejar en remojo / Do not leave to soak
- Secado extendido a la sombra / Dry flat in shade
- No planchar / Do not iron
- No limpieza en seco / Do not dry clean
- No limpieza en húmedo profesional / Do not professionally wet clean

CÓDIGOS NOVASOFT

Item	Nombre	CÓDIGO EAN-13
1121p0101	Dama Trans. Cadera Com. Media 15-20 S Sahara	7707670400132
1121p0103	Dama Trans. Cadera Com. Media 15-20 S Vison/ Brown	7707670406981
1121p0104	Dama Trans. Cadera Com. Media 15-20 S Negro	7707670400453
1121p0108	Dama Trans. Cadera Com. Media 15-20 S Beige	7707670406448
1121p0201	Dama Trans. Cadera Com. Media 15-20 M Sahara	7707670406127
1121p0203	Dama Trans. Cadera Com. Media 15-20 M Vison /Brown	7707670400866
1121p0204	Dama Trans. Cadera Com. Media 15-20 M Negro	7707670407513
1121p0208	Dama Trans. Cadera Com. Media 15-20 M Beige	7707670408855
1121p0301	Dama Trans. Cadera Com. Media 15-20 L Sahara	7707670401207
1121p0303	Dama Trans. Cadera Com. Media 15-20 L Vison /Brown	7707670407452
1121p0304	Dama Trans. Cadera Com. Media 15-20 L Negro	7707670406844
1121p0308	Dama Trans. Cadera Com. Media 15-20 L Beige	7707670404895
1121p0401	Dama Trans. Cadera Com. Media 15-20 XL Sahara	7707670404192
1121p0403	Dama Trans. Cadera Com. Media 15-20 XL Vison /Brown	7707670401900
1121p0404	Dama Trans. Cadera Com. Media 15-20 XL Negro	7707670405137
1121p0408	Dama Trans. Cadera Com. Media 15-20 XL Beige	7707670409012



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003

Fecha Creación: Octubre 02 de 2019

Versión: 01

Fecha Modificación:

Nombre: Dama Transparente Cadera Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 1121

MATERIAL EMPAQUE

Medi Varic®

MEDIAS MEDICADAS - MEDICAL STOCKINGS

COMO COLOCAR LAS MEDIAS PANTALÓN

Y LOS CALCETINES COMPRESIÓN GRADUADA

Antes de Colocarlas / Before putting on:

- Reclústate y eleva las piernas a 45° contra una pared o superficie elevada durante 5 minutos.
- Lie down and elevate your legs at 45 degrees against a wall or raised surface for 5 minutes.
- Haga un vaciamiento venoso presionando con ambas manos uniformemente desde el tobillo hasta el muslo. (Repita este ejercicio tres veces).
- Make an emptying venous pressure with both hands evenly from ankle to thigh (Repeat this exercise three times).



Manufacturado por / Made by: Medi Varic Producto SAS
www.medivaric.com.co
Línea Nacional de Atención: 01 4 30 30 30 - Bogotá, D.C., Colombia
R.S. INVIMA 20110M-000794



1. Deslice la media desde el tobillo hacia el muslo, asegurándose de que la media se desdoble correctamente, sin formar pliegues.
2. Deslice la media desde el muslo hacia la cadera, asegurándose de que la media se desdoble correctamente, sin formar pliegues.
3. Deslice la media desde la cadera hacia el muslo, asegurándose de que la media se desdoble correctamente, sin formar pliegues.
4. Deslice la media desde el muslo hacia el tobillo, asegurándose de que la media se desdoble correctamente, sin formar pliegues.
5. Verifique que la media, talón, pie y tobillo queden en su lugar. Compruebe los dedos, talón y tobillo.



ALMA PARA MEDIA DE CADERA
BOLSA INTERNA ALTAPACK

CAJA INDIVIDUAL

PESO CAJA IND.	
S	0,104 gr
M	0,112 gr
L	0,120 gr
XL	0,128 gr

MEDIDA CAJA IND.		
A	Altura 1	19,5
B	Altura 2	19
C	Ancho	11,5
D	Profundidad	2,8
E	Lomo	2,8

STICKER





FICHA TÉCNICA COMERCIAL


Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 02 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Dama Transparente Cadera Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 1121

MATERIAL EMPAQUE

CAJA SIX PACK GRANDE



MEDIDA CAJA SIX PACK


A	Altura	19,5
B	Ancho	20
C	Profundidad	11,5

PESO CAJA SIX PACK

S	0,660	gr
M	0,713	gr
L	0,756	gr
XL	0,804	gr

CANTIDAD 6 UNIDADES

CAJA MASTER



MEDIDA CAJA MASTER

A	Altura	42
B	Ancho	55
C	Profundidad	40

PESO CAJA MASTER

S	11,88	Kl
M	12,83	Kl
L	13,6	Kl
XL	14,47	Kl

CANTIDAD 108 UNIDADES