



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 24 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Dama Transparente Rodilla Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 1123

FOTOGRAFIA



DETALLES

Mediana compresión 15-20 mmHg.

INDICACIONES

- Terapéutica.
- Venas reticulares.
- Varices primarias.
- Dolor.
- Pesadez.
- Post escleroterapia.

BENEFICIOS

- Compresión graduada decreciente que favorece el retorno venoso.
- Banda elástica de ajuste perfecto.
- Pie con plantilla que permite la transpiración.

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendadas por los médicos para controlar el cansancio, pesadez y calambres.

CONTRAINDICACIONES

- Oclusión arterial aguda.
 - Lesiones de la piel y ulceración activa.
- Si el problema persiste consulte a su médico y suspenda el uso.

COMPOSICIÓN

Composición: 80% Poliamida 20% Elastano

DATOS ESPECÍFICOS

Color: Negro, Sahara, Vison y Beige.
Tallas: S, M, L y XL



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 24 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Dama Transparente Rodilla Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 1123

CRITERIOS DE CALIDAD

- Conservar igualdad de tonos en prenda e insumos.
- El tejido no debe presentar defectos como huecos, marras y demás que afecten la calidad del producto.
- Debe visualizarse la prenda limpia, sin hebras fijas ni sueltas.
- Las costuras no deben presentar saltos, tensiones, destensiones.
- Costura de puntera PLANA.

RECOMENDACIONES DE LAVADO

- Lavar a mano. Temperatura máxima 40° C / Hand wash maximum temperature 40°C
- No usar blanqueador / Do not bleach
- No secar en máquina / Do not machine dry
- No dejar en remojo / Do not leave to soak
- Secado extendido a la sombra / Dry flat in shade
- No planchar / Do not iron
- No limpieza en seco / Do not dry clean
- No limpieza en húmedo profesional / Do not professionally wet clean

CÓDIGOS NOVASOFT

Item	Nombre	Código EAN-13
1123p0101	DamaTrans RodillaCom. Media15-20 S Sahara	7707670404147
1123p0103	DamaTrans RodillaCom. Media15-20 S Vison/Brown	7707670400255
1123p0104	DamaTrans RodillaCom. Media15-20 S Negro	7707670404390
1123p0108	DamaTrans RodillaCom. Media15-20 S Beige	7707670403904
1123p0201	DamaTrans RodillaCom. Media15-20 M Sahara	7707670404543
1123p0203	DamaTrans RodillaCom. Media15-20 M VisonBrown	7707670401627
1123p0204	DamaTrans RodillaCom. Media15-20 M Negro	7707670406615
1123p0208	DamaTrans RodillaCom. Media15-20 M Beige	7707670408398
1123p0301	DamaTrans RodillaCom. Media15-20 L Sahara	7707670407339
1123p0303	DamaTrans RodillaCom. Media15-20 L Vison/Brown	7707670402808
1123p0304	DamaTrans RodillaCom. Media15-20 L Negro	7707670407209
1123p0308	DamaTrans RodillaCom. Media15-20 L Beige	7707670409166
1123p0401	DamaTrans RodillaCom. Media15-20 XL Sahara	7707670406677
1123p0403	DamaTrans RodillaCom. Media15-20 XL Vison/Brown	7707670409807
1123p0404	DamaTrans RodillaCom. Media15-20 XL Negro	7707670405670
1123p0408	DamaTrans RodillaCom. Media15-20 XL Beige	7707670403133



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 24 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Dama Transparente Rodilla Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 1123

MATERIAL EMPAQUE

Medi Varic®

MEDIAS MEDICADAS - MEDICAL STOCKINGS

COMO COLOCAR LAS MEDIAS PANTALÓN
Y LOS CALCETINES COMPRESIÓN GRADUADA

Antes de Colocarlas / Before putting on:

- Recuéstate y eleva las piernas a 45° contra una pared o superficie elevada durante 5 minutos.
- Lie down and elevate your legs at 45 degrees against a wall or raised surface for 5 minutes.
- Haga un vaciamiento venoso presionando con ambas manos uniformemente desde el tobillo hasta el muslo. (Repita este ejercicio tres veces).
- Make an emptying venous pressure with both hands evenly from ankle to thigh (Repeat this exercise three times).



Manufacturado por / Made by: Medi Varic Productos SAS
www.medivaric.com.co
Línea Nacional de Atención: 01 4 30 30 30 - Bogotá, D.C., Colombia
R.S. INVIMA 2011DM-0007944



1. Retire el calcetín de la media.
2. Coloque la media sobre el talón y deslice la media hacia el tobillo.
3. Coloque la media sobre el talón y deslice la media hacia el tobillo.
4. Coloque la media sobre el talón y deslice la media hacia el tobillo.
5. Coloque la media sobre el talón y deslice la media hacia el tobillo.
6. Coloque la media sobre el talón y deslice la media hacia el tobillo.
7. Coloque la media sobre el talón y deslice la media hacia el tobillo.



ALMA PARA MEDIA DE RODILLA
BOLSA INTERNA ALTAPACK

CAJA INDIVIDUAL

PESO CAJA IND.		
S	0,054	gr
M	0,057	gr
L	0,060	gr
XL	0,063	gr

MEDIDA CAJA IND.		
A	Altura 1	15,5
B	Altura 2	15
C	Ancho	9,5
D	Profundidad	2,8
E	Lomo	2,8

STICKER





FICHA TÉCNICA COMERCIAL


Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 24 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Dama Transparente Rodilla Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 1123

MATERIAL EMPAQUE

CAJA SIX PACK PEQUEÑA



MEDIDA CAJA SIX PACK


A	Altura	18
B	Ancho	16
C	Profundidad	10

PESO CAJA SIX PACK

S	0,364	gr
M	0,382	gr
L	0,400	Kl
XL	0,418	Kl

CANTIDAD 6 UNIDADES

CAJA MASTER



MEDIDA CAJA MASTER

A	Altura	42
B	Ancho	55
C	Profundidad	40

PESO CAJA MASTER

S	8,74	Kl
M	9,17	Kl
L	9,60	Kl
XL	10,03	Kl

CANTIDAD 144 UNIDADES