



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 23 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Calcetín Baja Compresión 8-15 mmHg

Ref: 3313

FOTOGRAFIA



DETALLES

Baja compresión 8-15 mmHg.

INDICACIONES

- Profilácticas.
- Telangiectasias.
- Varices primarias.
- Dolor.
- Cansancio.
- Inflamación.

BENEFICIOS

- Compresión graduada decreciente que favorece el retorno venoso.
- Pie con plantilla que permite la transpiración.
- Banda elástica para ajuste perfecto.

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendadas por los médicos para aliviar el cansancio, pesadez y calambres.

COMPOSICIÓN

Composición: 80% Poliamida 20% Elastano

DATOS ESPECÍFICOS

Color: Negro, Azul, Café y Gris.
Tallas: S, M, L y XL



Nombre: Calcetín Baja Compresión 8-15 mmHg

Ref: 3313

CRITERIOS DE CALIDAD

- Conservar igualdad de tonos en prenda.
- El tejido no debe presentar defectos como huecos, marras y demás que afecten la calidad del producto.
- Debe visualizarse la prenda limpia, sin hebras fijas ni sueltas.
- Las costuras no deben presentar saltos, tensiones, destensiones.
- Costura de puntera PLANA.

RECOMENDACIONES DE LAVADO

- Lavar a mano. Temperatura máxima 40° C / Hand wash maximum temperature 40°C
- No usar blanqueador / Do not bleach
- No secar en máquina / Do not machine dry
- No dejar en remojo / Do not leave to soak
- Secado extendido a la sombra / Dry flat in shade
- No planchar / Do not iron
- No limpieza en seco / Do not dry clean
- No limpieza en húmedo profesional / Do not professionally wet clean

CÓDIGOS

Item	Nombre	Código EAN-13
3313p0104	Calcetin Com. Baja 8-15 S Negro	7707670408282
3313p0105	Calcetin Com. Baja 8-15 S Azul	7707670408749
3313p0107	Calcetin Com. Baja 8-15 S Cafe	7707670403829
3313p0112	Calcetin Com. Baja 8-15 S Gris	7707670407995
3313p0204	Calcetin Com. Baja 8-15 M Negro	7707670400804
3313p0205	Calcetin Com. Baja 8-15 M Azul	7707670406097
3313p0207	Calcetin Com. Baja 8-15 M Cafe	7707670402860
3313p0212	Calcetin Com. Baja 8-15 M Gris	7707670406202
3313p0304	Calcetin Com. Baja 8-15 L Negro	7707670405854
3313p0305	Calcetin Com. Baja 8-15 L Azul	7707670408084
3313p0307	Calcetin Com. Baja 8-15 L Cafe	7707670402181
3313p0312	Calcetin Com. Baja 8-15 L Gris	7707670408107
3313p0404	Calcetin Com. Baja 8-15 XL Negro	7707670407490
3313p0405	Calcetin Com. Baja 8-15 XL Azul	7707670404321
3313p0407	Calcetin Com. Baja 8-15 XL Cafe	7707670405144
3313p0412	Calcetin Com. Baja 8-15 XL Gris	7707670401641



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 23 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Calcetín Baja Compresión 8-15 mmHg

Ref: 3313

MATERIAL EMPAQUE

Medi Varic®

MEDIAS MEDICADAS - MEDICAL STOCKINGS

COMO COLOCAR LAS MEDIAS PANTALÓN

Y LOS CALCETINES COMPRESIÓN GRADUADA

Antes de Colocarlas / Before putting on:

- Recuéstese y eleve las piernas a 45° contra una pared o superficie elevada durante 5 minutos.
- Lie down and elevate your legs at 45 degrees against a wall or raised surface for 5 minutes.
- Haga un vaciamiento venoso presionando con ambas manos uniformemente desde el tobillo hasta el muslo. (Repita este ejercicio tres veces).
- Make an emptying venous pressure with both hands evenly from ankle to thigh (Repeat this exercise three times).



Manufacturado por / Made by: Medi Varic Products SAS
www.medivaric.com.co
Línea Nacional de Atención: 01 4 30 30 30 - Bogotá, D.C., Colombia
R.S. INVIMA 2011DM-0007944



Como colocar / How to put on:

1. Deslice a mecha para dentro do pé e dobre a mecha para cima.
2. Deslice a mecha para dentro do pé e dobre a mecha para cima.
3. Deslice a mecha para dentro do pé e dobre a mecha para cima.
4. Deslice a mecha para dentro do pé e dobre a mecha para cima.
5. Deslice a mecha para dentro do pé e dobre a mecha para cima.

Indicaciones de uso y cuidados:

1. Deslice la mecha para dentro del pie y doble la mecha para arriba.

2. Deslice la mecha para dentro del pie y doble la mecha para arriba.

3. Deslice la mecha para dentro del pie y doble la mecha para arriba.

4. Deslice la mecha para dentro del pie y doble la mecha para arriba.

5. Deslice la mecha para dentro del pie y doble la mecha para arriba.



ALMA PARA MEDIA DE RODILLA
BOLSA INTERNA ALTAPACK

CAJA INDIVIDUAL

PESO CAJA IND.	
S	0,077 gr
M	0,083 gr
L	0,089 gr
XL	0,095 gr

MEDIDA CAJA IND.		
A	Altura 1	15,5
B	Altura 2	15
C	Ancho	9,5
D	Profundidad	2,8
E	Lomo	2,8

STICKER





FICHA TÉCNICA COMERCIAL


Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 23 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Calcetín Baja Compresión 8-15 mmHg

Ref: 3313

MATERIAL EMPAQUE

CAJA SIX PACK PEQUEÑA



MEDIDA CAJA SIX PACK


A	Altura	18
B	Ancho	16
C	Profundidad	10

PESO CAJA SIX PACK

S	0,494	gr
M	0,530	gr
L	0,566	Kl
XL	0,602	KL

CANTIDAD 6 UNIDADES

CAJA MASTER



MEDIDA CAJA MASTER

A	Altura	42
B	Ancho	55
C	Profundidad	40

PESO CAJA MASTER

S	11,86	Kl
M	12,72	Kl
L	13,58	Kl
XL	14,45	KL

CANTIDAD 144 UNIDADES