




FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 23 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Media Fantasy Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 1723

FOTOGRAFIA



DETALLES

Diseño en tejido mediana compresión 15-20mmHg.

INDICACIONES

- Terapéutica.
- Venas reticulares.
- Varices primarias.
- Dolor.
- Pesadez.
- Post escleroterapia.

BENEFICIOS

- Compresión graduada decreciente que favorece el retorno venoso.
- Talón verdadero para mayor comodidad.
- Banda elástica de ajuste perfecto.

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendadas por los médicos para controlar el cansancio, pesadez y calambres.

CONTRAINDICACIONES

- Oclusión arterial aguda.
 - Lesiones de la piel y ulceración activa.
- Si el problema persiste consulte a su médico y suspenda el uso.

COMPOSICIÓN

Composición: 89% Poliamida, 10% Hilo caucho, <1% Elastano

DATOS ESPECÍFICOS

Color: Blanco, Negro, Azul, Fucsia y Natural.
Tallas: S, M, L y XL



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 23 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Media Fantasy Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 1723

CRITERIOS DE CALIDAD

- Conservar igualdad de tonos en prenda.
- El tejido no debe presentar defectos como huecos, marras y demás que afecten la calidad del producto.
- Debe visualizarse la prenda limpia, sin hebras fijas ni sueltas.
- Las costuras no deben presentar saltos, tensiones, destensiones.
- Costura de puntera PLANA.

RECOMENDACIONES DE LAVADO

- Lavar a mano. Temperatura máxima 40° C / Hand wash maximum temperature 40°C
- No usar blanqueador / Do not bleach
- No secar en máquina / Do not machine dry
- No dejar en remojo / Do not leave to soak
- Secado extendido a la sombra / Dry flat in shade
- No planchar / Do not iron
- No limpieza en seco / Do not dry clean
- No limpieza en húmedo profesional / Do not professionally wet clean

CÓDIGOS

Item	Nombre			Código EAN-13
1723p0102	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Blanco S	7707670409234
1723p0104	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Negro S	7707670407988
1723p0105	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Azul S	7707670402129
1723p0115	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Fucsia S	7707670406998
1723p0142	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Natural S	7707670405717
1723p0202	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Blanco M	7707670406585
1723p0204	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Negro M	7707670409654
1723p0205	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Azul M	7707670402198
1723p0215	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Fucsia M	7707670400347
1723p0242	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Natural M	7707670400736
1723p0302	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Blanco L	7707670401610
1723p0304	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Negro L	7707670408299
1723p0305	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Azul L	7707670406011
1723p0315	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Fucsia L	7707670406318
1723p0342	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Natural L	7707670405397
1723p0402	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Blanco XL	7707670404949
1723p0404	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Negro XL	7707670402785
1723p0405	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Azul XL	7707670408756
1723p0415	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Fucsia XL	7707670405915
1723p0442	Media Fantasy	15-20 mm Hg	Natural XL	7707670400583



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 23 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Media Fantasy Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 1723

MATERIAL EMPAQUE

Medi Varic®

MEDIAS MEDICADAS - MEDICAL STOCKINGS

COMO COLOCAR LAS MEDIAS PANTALÓN
Y LOS CALCETINES COMPRESIÓN GRADUADA

Antes de Colocarlas / Before putting on:

- Recuéstese y eleve las piernas a 45° contra una pared o superficie elevada durante 5 minutos.
- Lie down and elevate your legs at 45 degrees against a wall or raised surface for 5 minutes.
- Haga un vaciamento venoso presionando con ambas manos uniformemente desde el tobillo hasta el muslo. (Repita este ejercicio tres veces).
- Make an emptying venous pressure with both hands evenly from ankle to thigh (Repeat this exercise three times).



Manufacturado por / Made by: Medi Varic Products SAS
www.medivaric.com.co
Línea Nacional de Atención: 01 4 50 30 30 - Bogotá, D.C., Colombia
R.S. INVIMA 2011DM-0007944



- Como colocar / How to put on:**
1. Deslice la media desdoblada uniformemente desde el tobillo hasta el muslo, acomodándola correctamente, sin arrastrar ni demorarla.
 2. Introdúzcase la punta de los dedos y deslice la media hacia el talón de la mano.
 3. Coloque la media hacia el dedo y deslice la media hacia el dedo.
 4. Deslice la media hacia el dedo y deslice la media hacia el dedo.
 5. Verifique que pulsera, tobillo, pie y talón queden en su lugar.
 6. Coloque la media hacia el dedo y deslice la media hacia el dedo.
 7. Deslice la media hacia el dedo y deslice la media hacia el dedo.
 8. Deslice la media hacia el dedo y deslice la media hacia el dedo.
 9. Deslice la media hacia el dedo y deslice la media hacia el dedo.
 10. Deslice la media hacia el dedo y deslice la media hacia el dedo.



ALMA PARA MEDIA DE RODILLA
BOLSA INTERNA ALTAPACK

CAJA INDIVIDUAL

PESO CAJA IND.	
S	0,074 gr
M	0,077 gr
L	0,080 gr
XL	0,083 gr

MEDIDA CAJA IND.		
A	Altura 1	15,5
B	Altura 2	15
C	Ancho	9,5
D	Profundidad	2,8
E	Lomo	2,8

STICKER





FICHA TÉCNICA COMERCIAL


Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 23 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Media Fantasy Mediana Compresión 15-20 mmHg

Ref: 1723

MATERIAL EMPAQUE

CAJA SIX PACK PEQUEÑA



MEDIDA CAJA SIX PACK


A	Altura	18
B	Ancho	16
C	Profundidad	10

PESO CAJA SIX PACK

S	0,480	gr
M	0,498	gr
L	0,516	Kl
XL	0,534	Kl

CANTIDAD 6 UNIDADES

CAJA MASTER



MEDIDA CAJA MASTER

A	Altura	42
B	Ancho	55
C	Profundidad	40

PESO CAJA MASTER

S	11,52	Kl
M	11,95	Kl
L	12,38	Kl
XL	12,82	Kl

CANTIDAD 144 UNIDADES