



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 25 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Calcetín Mediana Compresión Diseño 15-20 mmHg

Ref: 3723

FOTOGRAFIA



DETALLES

Calcetín diseño rombos mediana compresión 15-20mmHg.

INDICACIONES

- Terapéutica.
- Venas reticulares.
- Varices primarias.
- Dolor.
- Pesadez.
- Post escleroterapia.

BENEFICIOS

- Compresión graduada decreciente que favorece el retorno venoso.
- Talón verdadero para mayor comodidad.
- Banda elástica de ajuste perfecto.

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendadas por los médicos para controlar el cansancio, pesadez y calambres.

CONTRAINDICACIONES

- Oclusión arterial aguda.
 - Lesiones de la piel y ulceración activa.
- Si el problema persiste consulte a su médico y suspenda el uso.

COMPOSICIÓN

Composición: 89% Poliamida, 10% Hilo caucho, <1% Elastano

DATOS ESPECÍFICOS

Color: Gris rombos - Azul y Beige / Azul rombos - Gris y Rojo / Beige rombos - Cafe y Amarillo.
Tallas: S, M, L y XL



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 25 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Calcetín Mediana Compresión Diseño 15-20 mmHg

Ref: 3723

CRITERIOS DE CALIDAD

- Conservar igualdad de tonos en prenda.
- El tejido no debe presentar defectos como huecos, marras y demás que afecten la calidad del producto.
- Debe visualizarse la prenda limpia, sin hebras fijas ni sueltas.
- Las costuras no deben presentar saltos, tensiones, destensiones.
- Costura de puntera PLANA.

RECOMENDACIONES DE LAVADO

- Lavar a mano. Temperatura máxima 40° C / Hand wash maximum temperature 40°C
- No usar blanqueador / Do not bleach
- No secar en máquina / Do not machine dry
- No dejar en remojo / Do not leave to soak
- Secado extendido a la sombra / Dry flat in shade
- No planchar / Do not iron
- No limpieza en seco / Do not dry clean
- No limpieza en húmedo profesional / Do not professionally wet clean

CÓDIGOS

Item	Nombre	Código EAN-13
3723p	Calcetin Media Compresion diseño	
3723p0105	Calcetin Com. Media Diseño 15-20 S Azul	7707670404000
3723p0108	Calcetin Com. Media Diseño 15-20 S Beige	7707670409630
3723p0112	Calcetin Com. Media Diseño 15-20 S Gris	7707670401313
3723p0204	Calcetin Com. Media Diseño 15-20 M Negro	7707670401863
3723p0205	Calcetin Com. Media Diseño 15-20 M Azul	7707670404932
3723p0208	Calcetin Com. Media Diseño 15-20 M Beige	7707670407407
3723p0212	Calcetin Com. Media Diseño 15-20 M Gris	7707670403874
3723p0304	Calcetin Com. Media Diseño 15-20 L Negro	7707670403676
3723p0305	Calcetin Com. Media Diseño 15-20 L Azul	7707670409227
3723p0308	Calcetin Com. Media Diseño 15-20 L Beige	7707670409128
3723p0312	Calcetin Com. Media Diseño 15-20 L Gris	7707670401283
3723p0404	Calcetin Com. Media Diseño 15-20 XL Negro	7707670406417
3723p0405	Calcetin Com. Media Diseño 15-20 XL Azul	7707670400026
3723p0408	Calcetin Com. Media Diseño 15-20 XL Beige	7707670409845
3723p0412	Calcetin Com. Media Diseño 15-20 XL Gris	7707670405106



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 25 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Calcetín Mediana Compresión Diseño 15-20 mmHg

Ref: 3723

MATERIAL EMPAQUE

Medi Varic®

MEDIAS MEDICADAS - MEDICAL STOCKINGS

COMO COLOCAR LAS MEDIAS PANTALÓN
Y LOS CALCETINES COMPRESIÓN GRADUADA

Antes de Colocarlas / Before putting on:

- Recuéstate y eleva las piernas a 45° contra una pared o superficie elevada durante 5 minutos.
- Lie down and elevate your legs at 45 degrees against a wall or raised surface for 5 minutes.
- Haga un vaciamiento venoso presionando con ambas manos uniformemente desde el tobillo hasta el muslo. (Repita este ejercicio tres veces).
- Make an emptying venous pressure with both hands evenly from ankle to thigh (Repeat this exercise three times).



Manufacturado por / Made by: Medi Varic Producto SAS
www.medivaric.com.co
Línea Nacional de Atención: 01 4 30 30 30 - Bogotá, D.C., Colombia
R.S. INVIMA 2011DM-0007944



- Como colocar / How to put on:**
1. Deslice a mecha para dentro do pé e dobre a mecha para dentro do pé.
 2. Deslice a mecha para dentro do pé e dobre a mecha para dentro do pé.
 3. Deslice a mecha para dentro do pé e dobre a mecha para dentro do pé.
 4. Deslice a mecha para dentro do pé e dobre a mecha para dentro do pé.
 5. Deslice a mecha para dentro do pé e dobre a mecha para dentro do pé.



ALMA PARA MEDIA DE RODILLA
BOLSA INTERNA ALTAPACK

CAJA INDIVIDUAL

PESO CAJA IND.	
S	0,112 gr
M	0,114 gr
L	0,116 gr
XL	0,118 gr

MEDIDA CAJA IND.		
A	Altura 1	15,5
B	Altura 2	15
C	Ancho	9,5
D	Profundidad	2,8
E	Lomo	2,8

STICKER





FICHA TÉCNICA COMERCIAL


Código: FT- DS - 003
Fecha Creación: Octubre 25 de 2019
Versión: 01
Fecha Modificación:

Nombre: Calcetín Mediana Compresión Diseño 15-20 mmHg

Ref: 3723

MATERIAL EMPAQUE

CAJA SIX PACK PEQUEÑA



MEDIDA CAJA SIX PACK


A	Altura	18
B	Ancho	16
C	Profundidad	10

PESO CAJA SIX PACK

S	0,692	gr
M	0,704	gr
L	0,716	Kl
XL	0,728	Kl

CANTIDAD 6 UNIDADES

CAJA MASTER



MEDIDA CAJA MASTER

A	Altura	42
B	Ancho	55
C	Profundidad	40

PESO CAJA MASTER

S	16,61	Kl
M	16,90	Kl
L	17,18	Kl
XL	17,47	Kl

CANTIDAD 144 UNIDADES