

FICHA TÉCNICA

Férula Mallet con correa



Cómo funciona:

- Seis tamaños de férulas para tratar lesiones en los dedos de la mano.
- Material de polipropileno perforado que garantiza estabilidad y aireación para un tratamiento confortable.
- Protege y alivia el dedo lastimado y promueve su curación.
- Proporciona apoyo y compresión de articulaciones de los dedos lesionados.
- Evita el dolor inducido por el movimiento.
- Diseño anatómico, fácil de colocar con la gran ventaja de tener correas para ajustarlo, sin necesitar de cintas adhesivas para su fijación.



Indicación:

- ✓ Fractura distal, media ó proximal de los falanges
- ✓ Esguince o luxación
- ✓ Deformidades de dedo en garra
- ✓ Otros traumatismos por golpes
- ✓ Post-operatorio

Síntomas:

- ✓ Inflamación
- ✓ Dolor al inducir movimiento
- ✓ Dificultad para mover el falange

Causas:

- ✓ Accidentes laborales, domésticos o deportivos
- ✓ Desgarre muscular por caída o giro repentino del falange
- ✓ Secuelas dolorosas e inflamatorias

REFERENCIA

FG-006B

SET 1 *6uds

#1, #2(2uds) #3 #4 #5

SET 2 *6uds

#2(2uds) #3(2uds)
#3(2uds)

INVIMA: 2018DM-18804

Advertencia:

Si no disminuyen los síntomas ,consulte a su médico o profesional en la salud

Aplicaciones en el lavado: limpiar con paño húmedo Usar detergente suave , no usar blanqueador

Importador y acondicionador

ORTOTEX S.A.S

Tel: (604) 557 97 01

Móvil: 321 772 68 08

Inf: ortotex@ortotex.com.co

Medellín • Antioquia • Colombia

ORTOTEX
www.ortotex.com