



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003

Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019

Fecha de creación: Marzo 21 de 2023

Versión: 01

Fecha de modificación:

Nombre: Tobillera cerrada con bandas en espiral

Ref: O749p

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMERCIAL (CÓDIGO CLIENTE)

Tobillera cerrada con bandas en espiral

POSICIÓN ARANCELARIA

9021.10.10.00

FABRICANTE

Medi Varic Products S.A.S.

DETALLES

- Fabricado en airpreno liso fusionado en hilado con cobre de 2mm, multidireccional sin látex que da soporte, compresión y acción térmica.
- Banda elástica afelpada de 5 cm de ancho.
- Velcro de dos pulgadas para ajuste, con adherencia fuerte y resistente.
- Acabados sin costuras, que permite que sea más suave, evitando molestias y marcaciones que maltraten la piel.



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003

Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019

Fecha de creación: Marzo 21 de 2023

Versión: 01

Fecha de modificación:

Nombre: Tobillera cerrada con bandas en espiral

Ref: O749p

USO Y BENEFICIO

- Esguince de tobillo de grado 1 Y 2.
- Trauma del tejido blando y lesiones crónicas.
- Soporte que brinda estabilidad en los deportes de impacto.
- Diseño con bandas laterales que se ajustan en forma de espiral, para mantener la estabilidad y soporte evitando la inversión y eversión.
- Forro interno en hilado con cobre que ayuda a reducir la inflamación y mejorar la circulación en la zona de la lesión.
- Mejorar la apariencia y cicatrización de la piel.
- Cuando las partículas de cobre entran en contacto con el sudor (bacterias y hongos), rompen su estructura y desaparece el mal olor.

RECOMENDACIONES DE USO

- Esguince de tobillo de grado 1 Y 2.
- Trauma del tejido blando y lesiones crónicas.
- Soporte que brinda estabilidad en los deportes de impacto.

CONTRAINDICACIONES

- En caso de presentar reacción alérgica al material o irritación en la piel suspender el uso.
- Contraindicado en cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor.

ADVERTENCIA

- Se recomienda usar por un único paciente y solo para los fines indicados.
- Usar bajo recomendación profesional.
- La prenda puede presentar cambio de color en las zonas donde tiene mayor contacto con el pH de nuestro cuerpo.

COMPOSICIÓN

Principal: 50% caucho SBR neopreno / SBR rubber neoprene, 50% poliamida / polyamide.

Forro interno: 48% poliamida con cobre / copper enhanced polyamide, 46% poliamida texturizada / textured polyamide, 6% Elastano / elastane.

DATOS ESPECÍFICOS

Color: Negro

Tallas: S, M, L y XL.



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003
Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019
Fecha de creación: Marzo 21 de 2023
Versión: 01
Fecha de modificación:

Nombre: Tobillera cerrada con bandas en espiral

Ref: O749p

CRITERIOS DE CALIDAD

- El tejido no debe presentar defectos como huecos, marras y demás que afecten la calidad del producto.
- Debe visualizarse la prenda limpia, sin hebras fijas ni sueltas.
- Las costuras no deben presentar saltos, tensiones, destensiones, acordonamientos ni rodadas.


RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

- Lavar a mano temperatura máxima 40 °C.
- No usar blanqueador.
- No secar en máquina.
- Secado extendido a la sombra.
- No planchar.
- No usar suavizante.
- Durante su uso o en su limpieza, no utilice sustancias abrasivas, corrosivas, alcoholes, suavizantes, pomadas o líquidos disolventes.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO DE LA PRENDA

- Mantener alejado de objetos corto punzantes para evitar el deterioro del dispositivo.
- Es necesario dejar de presente que para garantizar la duración y eficiencia de este producto; al momento del lavado se deben eliminar todos los residuos de jabón , ya que de no hacerlo se podrían presentar afectaciones en la piel.

GUÍA DE TALLAS

	TALLAS	S	M	L	XL
	(A) Contorno tobillo	18cm - 20cm	21cm - 23cm	24cm - 26cm	27cm - 29cm



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003

Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019

Fecha de creación: Marzo 21 de 2023

Versión: 01

Fecha de modificación:

Nombre: Tobillera cerrada con bandas en espiral

Ref: O749p

MARQUILLA

Medi Varic®
COPPER SUPPORT

REF: O749p

Composición:

50% caucho SBR neopreno /
SBR rubber neoprene

50% poliamida / polyamide

Forro interno:

48% poliamida con cobre /
copper enhanced polyamide

46% poliamida texturizada /
textured polyamide

6% elastano / elastane

HECHO EN COLOMBIA

MADE IN COLOMBIA

FABRICANTE:

Medi Varic Products S.A.S

Carrera 88A No. 64D-58

Bogotá - Colombia

NIT 900.403.422-1

Registro INVIMA

2022DM-0026318

Código SIC No. 900403422

XL / EXTRA GRANDE

Instrucciones de cuidado y
conservación del producto

Care and conservation

instructions for the product



No usar suavizante
Do not use softener

LOTE MVS0000000



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003
Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019
Fecha de creación: Marzo 21 de 2023
Versión: 01
Fecha de modificación:

Nombre: Tobillera cerrada con bandas en espiral

Ref: O749p

STICKER CÓDIGO DE BARRAS



CÓDIGOS EAN-13

Artículo	Descripción	Código EAN-13
O749p0104	Tobillera cerrada con bandas en espiral talla S color negro	7705785285651
O749p0204	Tobillera cerrada con bandas en espiral talla M color negro	7705785446557
O749p0304	Tobillera cerrada con bandas en espiral talla L color negro	7705785187344
O749p0404	Tobillera cerrada con bandas en espiral talla XL color negro	7705785100411



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003

Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019

Fecha de creación: Marzo 21 de 2023

Versión: 01

Fecha de modificación:

Nombre: Tobillera cerrada con bandas en espiral

Ref: 0749p

MATERIAL EMPAQUE

INSERTO

SOLAPA ENVOLVENTE



—PRODUCTO CON—
HILADO DE COBRE
100% COLOMBIANO

MEDIVARIC WWW.MEDIVARIC.COM.CO

MODO DE USO DE NUESTRAS PRENDAS



Medi Varic
COPPER SUPPORT



TOBILLERA CERRADA CON BANDAS EN ESPIRAL
CLOSED ANKLE BRACE WITH SPIRAL BANDS

Forro interno en Hilado de Cobre que ayuda a:
Internal lining in Copper Yarn that helps to:

- ✓ Reducir la inflamación y mejorar la circulación en la zona de la lesión
Reduce inflammation and improve circulation in the area of injury
- ✓ Mejorar la apariencia y cicatrización de la piel
Improve the appearance and healing of the skin

cupron ENHANCED Unisex - Ambidiestro Ref. 0749

www.medivarc.com.co

Instrucciones de cuidado y conservación del producto / Care and conservation instructions for the product

- ✓ Lavar a mano. Temperatura máxima 40 °C. Hand wash. Maximum temperature 40 °C.
- ✗ No usar secadora. No tumble dry.
- ✗ No sacar en secadora. Do not tumble dry.
- ✗ Secado cuidadoso a la sombra. Dry carefully in the shade.
- ✗ No planchar. Do not iron.
- ✗ Durante su uso o en su ausencia, no utilizar productos abrasivos, corrosivos, ácidos, blanqueadores, peróxidos o líquidos disolventes. During use or when not in use, do not use abrasive, corrosive, acidic, bleaching, peroxide or solvent liquids.



Cuando las partículas de cobre entran en contacto con el sudor (bacterias y hongos), rompen su estructura y desaparece el mal olor.
When copper particles come in contact with sweat (bacteria and fungi), their structure breaks down and bad odor disappears.

Recomendaciones de uso
Recommendations for use

- ✓ Espesor de tobillo grado 1 y 2
Grade 1 and 2 ankle sprain
- ✓ Trauma del tejido blando y lesiones crónicas
Soft tissue trauma and chronic injuries
- ✓ Soporte que brinda estabilidad en los deportes de impacto
Shock-absorbing support in impact sports

1. Diseño con bandas laterales que se ajustan en forma de espiral, para mantener la estabilidad y soporte en el tobillo evitando la inversión y eversión.
Design with side bands that adjust in a spiral shape, to maintain stability and support in the ankle avoiding inversion and eversion.

2. Velcro para ajuste con adherencia fuerte y resistente.
Velcro adjustment for strong and resistant adhesion.

3. Acabado sin costuras, que permite que sea más suave, evitando molestias y marcas que dañen la piel.
Seamless finish, which allows it to be smoother, avoiding discomfort and markings that damage the skin.

Advertencia: Usar bajo recomendación profesional / Warning: Use under professional recommendation

Composición principal: 95% Cacha 588 neopreno, 5% Poliéster. Forro interno: 45% Poliéster con cobre, 45% Poliéster texturizado, 10% Elastano.
Main composition: 95% Cacha 588 neoprene, 5% Polyester. Inner lining: 45% Polyester with copper, 45% Textured polyester, 10% Elastane.

TALLAS Guade S M L XL
(A) Contorno tobillo 18cm 20cm 21cm 23cm 25cm 26cm 27cm 29cm

Hecho en Colombia por Medi Varic Productos SAS
Made in Colombia by Medi Varic Products SAS
www.medivarc.com.co - contacto@medivarc.com.co

Línea nacional de atención al cliente
National service line
+57 (801) 430 30 30 - Bogotá D.C., Colombia

R.S. INVIMA 2022DM-0026318

GANCHO CONTRAMARCADO




Medi Varic

—PRODUCTO CON—
HILADO DE COBRE
100% COLOMBIANO

MEDIVARIC
WWW.MEDIVARIC.COM.CO

Peso aproximado empaque individual		
S	0.091	Kg
M	0.098	Kg
L	0.099	Kg
XL	0.10	Kg
Cantidad por empaque 1 unidad		

Medida solapa envolvente		
A	Ancho	14 cm
B	Largo	22 cm
C	Lomo	2 cm

Empaque primario: Solapa envolvente.

Bolsa interna: Bolsa en polipropileno calibre 6 contramarcada 14 cm de ancho X 20 cm de largo.

Inserto: Manual de uso.

Empaque secundario: No aplica.

Registro Invima: 2022DM-0026318



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003

Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019

Fecha de creación: Marzo 21 de 2023

Versión: 01

Fecha de modificación:

Nombre: Tobillera cerrada con bandas en espiral

Ref: 0749p

EMPAQUE

Ubicación sticker de importador (aplica para los pedidos de exportaciones con especificaciones)

Medi Varic

Medi Varic®
COPPER SUPPORT

0749p0000
COLOR: TALLA:
MVS0000000

TOBILLERA CERRADA CON BANDAS EN ESPIRAL
CLOSED ANKLE BRACE WITH SPIRAL BANDS

Forro interno en Hilado de Cobre que ayuda a:
Internal lining in Copper Yarn that helps to:

- ✓ Reducir la inflamación y mejorar la circulación en la zona de la lesión
Reduce inflammation and improve circulation in the area of injury
- ✓ Mejorar la apariencia y cicatrización de la piel
Improve the appearance and healing of the skin

MEDIVARIC
HILADO DE COBRE - COPPER YARN

PRODUCTO 100% COLOMBIANO

cupron ENHANCED

Unisex - Ambidiestro
Ref. 0749

www.medivaric.com.co

Ubicación sticker código de barras lado derecho

Medi Varic

Medi Varic®
COPPER SUPPORT

Cuando las partículas de cobre entran en contacto con el sudor (bacterias y hongos), rompen su estructura y desaparece el mal olor
When copper particles come in contact with sweat (bacteria and fungi) their structure breaks down and bad odor disappears

Recomendaciones de uso
Recommendations for use

- ✓ Esguince de tobillo grado 1 y 2
Grade 1 and 2 ankle sprain
- ✓ Trauma del tejido blando y lesiones crónicas
Soft tissue trauma and chronic injuries
- ✓ Soporte que brinda estabilidad en los deportes de impacto
Shock-absorbing support in impact sports

1 Diseño con bandas laterales que se ajustan en forma de espiral, para mantener la estabilidad y soporte en el tobillo evitando la inversión y eversión
Design with side bands that adjust in a spiral shape, to maintain stability and support in the ankle avoiding inversion and eversion

2 Velcro para ajuste con adherencia fuerte y resistente
Velcro adjustment for strong and resistant adhesion

✓ Acabado sin costuras, que permite que sea más suave, evitando molestias y marcas que maltratan la piel
Seamless finish, which allows it to be smoother, avoiding discomfort and markings that mistreat the skin

Advertencia: Usar bajo recomendación profesional / Warning: Use under professional recommendation

Composición principal: 50% Cascho SBR neopreno, 50% Poliamida
Fono interno: 48% Poliamida con cobre, 46% Poliamida texturizada, 6% Elastano
Main composition: 50% SBR rubber neoprene, 50% Polyamide
Inner lining: 48% Copper enhanced polyamide, 46% Textured polyamide, 6% Elastane

Escanea y conoce más

Guía de tallas
Ankle contour

TALLAS Guide	S	M	L	XL
(A) Contorno tobillo Ankle contour	18cm - 20cm	21cm - 23cm	24cm - 26cm	27cm - 29cm

Hecho en Colombia por Medi Varic Products SAS
Made in Colombia for Medi Varic Products SAS
www.medivaric.com.co - contacto@medivaric.com.co

Línea nacional de atención
National service line
+57 (601) 430 30 30 - Bogotá D.C, Colombia

R.S. INVIMA 2022DM-0026318

Ubicación sticker código QR para página del país de exportación.




FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003
Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019
Fecha de creación: Marzo 21 de 2023
Versión: 01
Fecha de modificación:

Nombre: Tobillera cerrada con bandas en espiral

Ref: O749p

MATERIAL DE EMPAQUE MASTER



CAJA MASTER

Medida caja master		
A	Alto	42 cm
B	Ancho	55 cm
C	Profundidad	40 cm

Peso aproximado empaque caja master		
S	7.82	Kg
M	8.43	Kg
L	8.51	Kg
XL	8.6	Kg
CANTIDAD 86 UNIDADES		



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003

Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019

Fecha de creación: Marzo 21 de 2023

Versión: 01

Fecha de modificación:

Nombre: Tobillera cerrada con bandas en espiral

Ref: O749p

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Criterio de cambio	Página	Responsable	Fecha
	.			

Elaborado por:

Diseñador

Revisado por:

Jhensi Aguilera

Técnico de diseño

Aprobado por:

Dirección de Calidad y Desarrollos