

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO SOPORTE PARA MUÑECA TUNEL DEL CARPO

MATERIALES

- Poliéster
- Nylon
- Elástico
- Acolchado leve perforado
- 1 Férula palmar | aluminio flexible
- 2 Correas de sujeción con velcro

PRINCIPALES INDICACIONES

- Síndrome del tunel del carpo
- Parálisis del nervio radial
- Artritis reumatoide ☐
- Otras que el profesional de la salud considere

CARACTERÍSTICAS



Apto para personas con reacción alérgica al neopreno

MARCA **NEO FLEX AID**



AMBIDIESTRA

ADVERTENCIA

Si por causa al uso de este soporte para muñeca existiera un aumento en molestia o dolor, este debe dejar de utilizarse y consultar al especialista pertinente

DATOS TÉCNICOS	COLOR	EMPAQUE	UNIDAD	ETIQUETA	INVIMA	CLASE	ESTÉRIL
		BOLSA VINILO	UNO	SI	2018DM-0018804	I	NO

TÉRMINOS DE GARANTÍA



GARANTÍA
30 días por defectos de fabricación

MEDIDAS

EMPAQUE	PESO
LONGITUD	TOTAL
20,5 CM	0,085 KI

GUÍA DE TALLA
DIAMETRO MANO
PEQUEÑA GRANDE
Min 21cm Max 29 cm

CÓDIGO

037010006
TALLA
UNIVERSAL

REQUISITO: Presentar factura de compra del consumidor final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN: MAL USO | ABUSO

CUIDADOS PARA FAVORECER LA VIDA ÚTIL DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO

- Usar detergente suave , no usar blanqueador
- Lave a mano ☐
- Seque a la sombra
- No torsionar
- No utilizar máquina ni plancha para el secado
- Conserve en lugar fresco y libre de humedad

CONSEJO PRÁCTICO AL MOMENTO DE LA LIMPIEZA O LAVADO

1) Retire la férula que está insertada en la palma de la muñequera



3) Guarde la férula conservando la dirección de abducción



2) Conserve la posición de la férula al separarla de la muñequera



4) Al colocar nuevamente la férula, la curva abductora debe ingresar por la parte de la palma de la muñequera



País de origen: China (CERTIFICADO ISO 13485)

Importador titular y Acondicionador **ORTOTEX S.A.S** | Medellín | Antioquia | Colombia
www.ortotex.com