

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO SOPORTE ELÁSTICO PARA RODILLA CON ESTABILIZADORES LATERALES

MATERIALES CARACTERÍSTICAS

- Elástico suave transpirable
- Reborde patelar en hilo elástico
- Refuerzos laterales flexible

PRINCIPALES INDICACIONES


- Artrosis
- Proceso inflamatorio
- Soporte y protección en actividad laboral y deportiva
- Otras que el profesional de la salud considere



ADVERTENCIA Si por causa al uso de este tipo de rodillera existiera un aumento en molestias o dolor, dejar de utilizarse y consulte al especialista pertinente

DATOS TÉCNICOS	EMPAQUE	UNIDAD	ETIQUETA	INVIMA	CLASE	ESTÉRIL
	BOLSA VINILO	UNO	SI	2018DM-0018806	I	NO

CÓDIGO BARRAS		MEDIDAS DEL PRODUCTO			GUÍA MEDICIÓN DE TALLA		
COLOR	COLOR	LONGITUD	ANCHO	PESO	TALLA	CIRCUNFERENCIA DEL MUSLO (CM)	CIRCUNFERENCIA PANTORRILLA (CM)
(S) 7 1 0 0 0 0 0 8	0 0 7 1 0 0 0 8	29,00 CM	15,0 x 2	0,204 KI	S	Ø ≤ 43	Ø ≤ 34
(M) 7 2 0 0 0 0 0 7	0 0 7 2 0 0 0 7	30,00 CM	16,0 x 2	0,211 KI	M	Ø ≤ 45	Ø ≤ 35
(L) 7 3 0 0 0 0 0 6	0 0 7 3 0 0 0 6	30,00 CM	17,5 x 2	0,211 KI	L	Ø ≤ 48	Ø ≤ 37
(XL) 7 4 0 0 0 0 0 5	0 0 7 4 0 0 0 5	30,00 CM	18,0 x 2	0,214 KI	XL	Ø ≤ 50	Ø ≤ 40



GARANTÍA 30 días por defectos de fabricación	TÉRMINOS DE GARANTÍA:
	REQUISITO: Presentar factura de compra del consumidor final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN: MAL USO | ABUSO

Presionar con los dedos en el orificio de la patela para deslizar la rodillera, destruye la estructura de los hilos elástico en la circunferencia patelar



Presionar con las uñas para posicionar la rodillera, genera rompimiento del elástico, adicional se producen orificios irreparables en la prenda



CUIDADOS PARA FAVORECER LA VIDA ÚTIL DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO

- Usar detergente suave , no usar blanqueador
- Lave a mano
- Seque a la sombra
- No torsionar
- No utilizar máquina ni plancha para el secado
- Conserve en lugar fresco y libre de humedad

Modo correcto de colocar la rodillera



País de origen: China (CERTIFICADO ISO 13485)

Importador titular y Acondicionador **ORTOTEX S.A.S** | Medellín | Antioquia | Colombia
www.ortotex.com