

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO SOPORTE ELÁSTICO PARA RODILLA

MATERIALES

- Elástico suave de alta calidad
- Bordes superior e inferior en hilo elástico

PRINCIPALES INDICACIONES

- Proceso inflamatorio
- Inestabilidad muscular
- Contusiones y esguince grado I
- Soporte y protección en actividad laboral y deportiva
- Otras que el profesional de la salud considere


CARACTERÍSTICAS



ADVERTENCIA

Si por causa al uso de este tipo de rodillera existiera un aumento en molestias o dolor, dejar de utilizarse y consulte al especialista pertinente

DATOS TÉCNICOS		EMPAQUE	UNIDAD	ETIQUETA	INVIMA	CLASE	ESTÉRIL
		BOLSA VINILO	UNO	SI	2018DM-0018806	I	NO
CÓDIGO DE BARRAS		MEDIDAS DEL PRODUCTO			GUÍA MEDICIÓN DE TALLA		
COLOR	COLOR	LONGITUD CMS	ANCHO CMS	Empacado PESO (Klg)	TALLA	CIRCUNFERENCIA DEL MUSLO (CM)	CIRCUNFERENCIA PANTORRILLA (CM)
S 1 0 0 6 1 0 0 8	0 0 1 0 0 6 1	29,00	29,50	0,201	S	Ø ≤ 43	Ø ≤ 34
M 1 0 0 7 8 0 0 6	0 0 1 0 0 7 8	30,00	31,50	0,207	M	Ø ≤ 45	Ø ≤ 35
L 1 0 0 8 5 0 0 4	0 0 1 0 0 8 5	30,00	34,50	0,208	L	Ø ≤ 48	Ø ≤ 37
XL 1 0 0 9 6 0 0 0	N/A	30,00	35,50	0,211	XL	Ø ≤ 50	Ø ≤ 40



GARANTÍA
30 días por defectos
de fabricación

TÉRMINOS DE GARANTÍA:

REQUISITO: Presentar factura de compra del consumidor final con empaque y etiqueta en buen estado

EXCEPCIÓN: MAL USO | ABUSO

Presionar con las uñas para deslizar la rodillera genera rompimiento del elástico, adicional se producen orificios irreparables en la prenda



CUIDADOS PARA FAVORECER LA VIDA ÚTIL DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO

- Usar detergente suave , no usar blanqueador
- Lave a mano
- Seque a la sombra
- No torsionar
- No utilizar máquina ni plancha para el secado
- Conserve en lugar fresco y libre de humedad

País de origen: China (CERTIFICADO ISO 13485)

Modo correcto de colocar la rodillera



Importador titular y Acondicionador **ORTOTEX S.A.S** | Medellín | Antioquia | Colombia

www.ortotex.com