

FICHA TÉCNICA

LINEA Podología – Soporte para el pie en gel
NOMBRE Copa para talón – Tipo Tuli's
REFERENCIA GL033
MARCA 



MATERIALES Silicona 100% grado médico
TALLA UNIVERSAL
UNIDAD Par
COLOR Blanco transparente
EMPAQUE Estuche en vinilo
ETIQUETA Si
ESTERIL No
VIDA ÚTIL N/A
CLASE I
INVIMA 2018DM-0018806 – Vence 15 | 11 | 2028
Nº DE LOTE SI

CÓDIGO DE BARRAS	MEDIDA		ALTO DE	PESO	GUÍA MEDICIÓN		TIPO DE CALZADO
	LONGITUD	ANCHO	TALÓN	TOTAL	TALLA	CALZADO	
3300 0008	10,50 CM	7,00 CM	1,2 CM	0,0226 KI	UNIVERSAL	35 a 42	       

BODEGAJE Conserve protegidas de la luz solar directa y de la humedad
TEMPERATURA Ideal < 5° C y 30° C en condiciones secas | Humedad relativa ideal ≤70%
GARANTÍA Treinta (30) días por defecto de fábrica
REQUISITO Presentar factura del comprador final con empaque y etiqueta en buen estado
EXCEPCIÓN MAL USO | ABUSO

- Usar el producto sin calcetines genera humedad que conlleva a pequeñas perforaciones en el material
- Colocar la copa para talón sin ajustar sus paredes al calzado puede formar quiebres irreversibles

CUIDADOS PARA FAVORECER LA VIDA ÚTIL DE ESTE DISPOSITIVO MÉDICO

- El tipo de calzado debe ser adecuado. Funciona mejor en calzado deportivos, botas de trabajo y zapatos con cordones
- Lave con agua tibia y use detergente suave
- Controle la humedad del pie aplicando spray o polvos clásicos para pies, antes del uso
- Seque a la sombra

RECOMENDACIONES: Si estas copas para talón son para uso diferente a absorción de impactos, disminución de cansancio en los pies, promover estabilidad y alineación (Ej. tratamiento en lesión de adolescente de la enfermedad de Severdel o tendón de Aquiles), consulte con un podólogo o especialista en ortopedia

ADVERTENCIA: Si por causa al uso de este tipo de dispositivo médico existiera un aumento en dolor o molestias, no solo en pies sino en espalda, consulte con el profesional de la salud

CONTRA-INDICACIÓN: Ninguna conocida

País de origen: China (ISO 1348)

Importador titular y Acondicionador **ORTOTEXS.A.S** | Medellín | Antioquia | Colombia