



**FICHAS TÉCNICAS – LINEA SILICONCATHS  
EXTENSIÓN PARA ANESTESIA**

Nº de Identificación:  
**FT-012**

Versión: 3.0  
Fecha de emisión:  
18/04/2012

Página 1 de 2

**DESCRIPCIÓN**

- Tubo de extensión de igual diámetro a los equipos de venoclisis para evitar variación en el volumen a administrar
- Pinza estranguladora para cerrar el ingreso de soluciones al sistema venoso del paciente de manera temporal, que permite su conexión o desconexión.
- Conectores Luer Lock que se adaptan firmemente a los equipos jeringas y llaves de 3 vías, con los cuales esta en contacto permanente ofreciendo seguridad y tranquilidad durante su utilización.

**APLICACIONES**

Dispositivo usado para aumentar la distancia entre el catéter venoso y la solución a administrar. Es utilizado en procedimientos de cirugía, cuidado intensivo, urgencias, unidad de neonatología y pediatría, entre otros.

**REGISTRO SANITARIO**

INVIMA 2006DM-0000090-R1: Fabricar y vender

**ESPECIFICACIONES  
EXTENSIÓN PARA ANESTESIA**

Código de barras	código	Especificaciones	Presentación
770717825041 3	1139	R-33 ADULTO	Unidad
770717825267 7	1303	R-24 PEDIATRICA	Unidad

**EMPAQUE**

Empaque blister peel-back que garantiza la esterilidad y hermeticidad del producto, en condiciones apropiadas de almacenamiento y manipulación.

**VIDA ÚTIL**

4 años después de ser esterilizado. Producto esterilizado con Oxido de Etileno (ETO).

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes directas de aire y luz solar y libre de contaminación. Se debe disponer de estibas plásticas o inoxidables, que eviten el contacto directo del producto con el piso y paredes.

**MANIPULACION**

Verificar la fecha de vencimiento del producto.  
Se garantiza el contenido estéril, atóxico, apirógeno, si el envase no ha sido abierto y deteriorado.  
No use el producto si esta sucio o deteriorado.  
Utilícese una sola vez y deséchese.

**SHERLEG LABORATORIES S.A.**  
Calle 13 No. 68 B- 26 Teléfono (571)405 91 71 Fax: (571) 405 91 79  
Página-Web: [www.sherleg.com](http://www.sherleg.com) E-mail: [ventas@sherleg.net](mailto:ventas@sherleg.net)  
Bogota, Colombia

**COPIA CONTROLADA**



**FICHAS TÉCNICAS – LINEA SILICONCATHS  
EXTENSIÓN PARA ANESTESIA**

Nº de Identificación:  
**FT-012**

Versión: 3.0

Fecha de emisión:  
18/04/2012

Página 2 de 2

**CONTROL DE CAMBIOS**

Código	Nombre del documento	Versión	Fecha de aprobación	Descripción del cambio
FT-012	FICHAS TECNICAS-LINEA SILICONCATHS EXTENSION PARA ANESTESIA	1.0	13/02/2011	DOCUMENTO NUEVO
FT-012	FICHAS TECNICAS-LINEA SILICONCATHS EXTENSION PARA ANESTESIA	2.0	12/07/2011	SE ACTUALIZAN LAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LOS PROCESOS DE FABRICACION
FT-012	FICHAS TECNICAS-LINEA SILICONCATHS EXTENSION PARA ANESTESIA	3.0	18/04/2012	SE AÑADE EL CONTROL DE CAMBIOS Y EL REGISTRO DE LAS FIRMAS

**FIRMAS**

	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
<b>FIRMA:</b>			
<b>CARGO:</b>	Jefe de Producción	Jefe de Aseguramiento de Calidad	Director Técnico
<b>FECHA:</b>	18-04-2012	18-04-2012	18-04-2012