



allmed

DESCRIPCIÓN

La cánula de guedel es un dispositivo médico que evita el desplazamiento de la lengua hacia la vía aérea y la consiguiente obstrucción de la misma. También por su orificio en el centro permite la fácil inserción del tubo endotraqueal si el paciente lo requiere.

Tiene un bloque de mordida codificado por colores que está diseñado para una fácil identificación y para evitar que se obstruya, y así evitar el bloqueo de las vías respiratorias.

CARACTERÍSTICAS

Tipo: cánula de guedel

Material: polietileno semi rígido no tóxico.

Color: tubo blanco, con diferente color en el extremo de acuerdo al tamaño.

Uso previsto: Evita el desplazamiento de la lengua hacia la vía aérea.

Ventajas:

- Fijación de la lengua para evitar obstrucción de la vía aérea.
- Adaptación anatómica.
- No traumática.
- Fácil colocación.
- Diferentes tamaños.
- Libre de látex.

Diseño y especificaciones:

- Un solo uso.
- Porción bucal.
- Refuerzo lingual.
- Polietileno rígido no tóxico.
- Tubo ovalado con curvatura que sigue la anatomía de la orofaringe.

Esterilización: con óxido de etileno.

Estilo de empaque: individual.

Vida útil: 5 años.

Condiciones de bodega: Temperatura máxima 30°C. Humedad relativa máxima de 70%.

Áreas de uso: En pacientes que requieran ventilación mecánica: área de cirugía, urgencias, hospitalización y UCI.

Contraindicaciones:

- No se recomienda en pacientes conscientes o con anestesia ligera, ya que pueden causar reflejo nauseoso y vómitos.
- Es altamente peligrosa en pacientes con los 4 dientes frontales rotos o caídos.

TAMAÑOS

Rosado	Azúl Rey	Negro	Blanco	Verde	Amarillo	Rojo	Azúl Cielo
000 (4cm)	00 (5cm)	0 (6cm)	1 (7cm)	2 (8cm)	3 (9cm)	4 (10cm)	5 (11cm)

PRECAUCIONES

- Este es un producto desechable para un solo uso, cualquier reesterilización o reutilización del producto puede resultar en un peligro para el paciente.
- No lo use si el paquete ha sido abierto o dañado.
- Cuando el paciente tiene algún signo de recuperación de la conciencia, la cánula de guedel debe retirarse rápidamente para evitar el reflejo nauseoso del paciente.
- No usar después de la fecha de caducidad.

REGISTRO INVIMA 2018DM-0003150-R1