

	FICHA TÉCNICA COMERCIAL						Código	ODS-F14
							Versión	E
							Fecha	9-may-22
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:		FAJA LUMBAR SENCILLA					VERSIÓN DE PRODUCTO	VERSIÓN DE MOLDES
REFERENCIA INTERNA:		D1470 / D1562 / D1471 / D1563 / D1577					A	A
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Descripción y tipo de producto		Limita parcialmente los movimientos de la columna. Brinda apoyo y soporte en la región lumbar.						
CARACTERÍSTICAS: De materiales y diseño de producto		1. Fabricado con elástico libre de látex. 2. Refuerzo posterior en forma de X. 3. Sistema de graduación de velcros.						
USOS: Beneficios del producto en la persona		Elemento de protección, como sujetador, como apoyo y soporte en todos aquellos casos de lumbalgias, desgarres musculares y dorsolumbalgias.						
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA: Precauciones durante el uso, recomendaciones y posibles efectos secundarios		Usar una prenda de algodón debajo de la órtesis para prevenir laceraciones en la piel.						
INSTRUCCIONES DE LAVADO Y CUIDADO DEL PRODUCTO:		Lavar a mano con agua fría y jabón suave. No usar detergente. No lavar en lavadora.						
INSTRUCCIONES DE USO: Paso a paso de postura del producto		1. Ubique la faja en la espalda. 2. Ajuste y fije los velcros en el frente según su comodidad.						
COMPOSICIÓN		Poliéster 40%		Nylon 23%	Elastómero 21%		Polipropileno 11%	Otros 5%
INSUMOS		Elástico de 6"		Hiladillo 25mm		Bolsa empaque		
		Elástico beige 3"		Férulas 20cm		Etiqueta		
		Felpa beige 2"		Hilaza poliéster		Código de barras		
		Gancho beige 2"		Hilo poliéster		Marquilla talla		
COLOR / ES		BEIGE						
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO		Unidad						
TABLA DE MEDIDAS		TALLA	Contorno Cintura	Ancho				Otras
		S	70 cm - 80 cm	23 cm				PESO TOTAL PRODUCTO KM033: 268.0G
		M	80 cm - 90 cm	23 cm				PESO TOTAL PRODUCTO KM035: 289.7G
		L	90 cm - 100 cm	23 cm				PESO TOTAL PRODUCTO KM037: 296.7G
		XL	100 cm - 110 cm	23 cm				PESO TOTAL PRODUCTO KM038: 319.6G
		2XL	110 cm - 120 cm	23 cm				PESO TOTAL PRODUCTO KM039: 327.2G"
EMPAQUE:		Material		Tamaño		Peso	Calibre	Información que brinda
		CAJA		27 CM ALTO X 15 CM ANCHO X 5 CM DE PROFUNDIDAD		21.2gr	90gr	N.A
							18	
		ETIQUETA		26cm ancho x 22cm alto		16,6gr	N/A	Nombre del producto, Descripción, Uso, Instrucciones.
		STICKER PIKING		3.5 cm ancho x 3cm alto		0,2gr	N/A	Referencia, Lote.
		STICKER CODIGO DE BARRAS		3.5 cm ancho x 3cm alto		0,4gr	N/A	Referencia del producto, Requisición, Orden de producción, Año.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Variables como temperatura, humedad e iluminación para la buena disposición del producto y preservación del mismo		TEMPERATURA= (MAX: 30°C) + 2° C HUMEDAD RELATIVA = (MAX: 75%) + 5% A TENER EN CUENTA: 1. Evitar almacenar en ambientes cálidos" definiendo cálido a temperatura mayores entre 32° y 40 °C. 2. No deben retirarse los dispositivos medicos de su empaque primario, deben conservarse siempre en su empaque original. 3. No deben exponerse los productos al sol 4. El rótulo de cada producto deberá establecerse en el empaque primario. 5. Los dispositivos deben estar en Estado de limpieza, orden y aseo en paredes, pisos y techos de las áreas donde se realicen actividades de almacenamiento. 6. Disponer de equipos contra incendios en área de fácil acceso. 7. Realizar Limpieza y desinfección de las instalaciones y superficies de trabajo, control de roedores e insectos, para evitar la contaminación. SE DEBE CUMPLIR CON: • Cumplir con el Uso de los elementos de protección personal (EPP), Sujeta a la matriz legal vigente • Específicamente con los EPP para manipulación de cargas (Faja lumbar o arnés, Guantes de maniobra, Botas punta de acero, a su vez el personal no debe portar elementos colgantes (Tipo collares, corbatas, pulseras, relojes de pulso, anillos, aretes), Utilización de cofia para el cabello. • Garantizar en el almacenaje que los planos móviles del tendido de la cama estén debidamente asegurados. • La manipulación del producto (traslado, carga y arrume) debe realizarse entre dos personas para compensar carga, se debe maniobrar por el chasis principal rígido no por los planos, la cama debe manipularse Verticalmente plano cabeza hacia abajo, plano pies hacia arriba (Frontales respectivamente hacia arriba, hacia abajo, laterales hacia izquierda, hacia derecha)Se debe calcular la capacidad y resistencia, Tener en cuenta la resistencia estabilidad y facilidad de manipulación de embalaje. Se debe cubrir proteger el material cuando este lo requiera.						
No. REGISTRO SANITARIO: Número de registro Invim, si aplica		INVIMA 2018 DM-0003214-R1			OBSERVACIONES:			Se actualiza partida arancelaria 9021101000 Garantía aplica sobre costuras, no incluye mal uso, desgaste natural, exposición a fuentes de calor, cortes o punciones. 30 días contados a partir de la fecha de emisión de la factura, artículo que no tiene cambio ni retracto a la venta por ser dispositivo de contacto con piel, de uso personal.
FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: De ficha Técnica		3/4/2023						