



COLLAR PHILADELPHIA

Para trauma severo en el cuello, luxación y fracturas cervicales.

Fabricado en lámina micro celular, con y sin orificios que permiten tener ventilación, correas en cuerina y velcro, con soportes de PVC

TALLA: NN-S-M-L-XL



**MACLO
ORTOPEDICOS Ltda.**
Especialistas en la Producción de de Artículos Ortopédicos



CABESTRILLO YESO

Para sostener yeso del brazo o antebrazo.

Elaborado con reata algodón y Hebillas plásticas que permiten graduarla a la necesidad del paciente con una pequeña almohadilla de espuma forrada en dril de algodón 100% 280g para no lastimar el cuello



CABESTRILLO BOLSA

Indicado para la recuperación de lesiones, fracturas y esguinces de brazo y antebrazo

Elaborado en dril de algodón 100% de 280g, con ribetes de sesgo correas de reata en algodón y hebillas media luna plateadas utilizadas para asegurar

TALLAS: NN-S-M-L-XL

CALLE 4D 34ª 07 San Fernando
Teléfonos: 5568874 - 5575715 Celular: 3002580722
E-mail: maclortopedico@hotmail.com
Santiago de Cali - Colombia



**MACLO
ORTOPEDICOS Ltda.**
Especialistas en la Producción de de Artículos Ortopédicos



INMOVILIZADOR DE HOMBRO SENCILLO

Para luxación de hombro,
acromio clavicular,
fractura de brazo,
fractura de antebrazo y
fracturas en clavículas de
niños.

Elaborado en tela de
algodón 100% de 280g,
con ribetes de sesgo,
correas de reata en
algodón y hebillas
cuadradas, aseguradoras



INMOVILIZADOR DE HOMBRO CLINICO 2 PIEZAS

Para luxación de hombro,
acromio clavicular,
fractura de brazo,
fractura de antebrazo y
fracturas en clavículas de
niños.

TALLA: NN, S, M, L, XL

CALLE 4D 34ª 07 San Fernando
Teléfonos: 5568874 - 5575715 Celular: 3002580722
E-mail: maclortopedico@hotmail.com
Santiago de Cali - Colombia



**MACLO
ORTOPEDICOS Ltda.**
Especialistas en la Producción de de Artículos Ortopédicos



INMOVILIZADOR DE RODILLA

Indicado para el tratamiento pre y post quirúrgico de rodilla, después de lesiones y fracturas.

Fabricado con dril algodón 100% de 280g, con ribetes de, correas de velcro 38mm, reata de algodón y soportes de aluminio 1/2X1/8"

TALLAS: NN-S-M-L-XL



INMOVILIZADOR

Para fracturas de clavícula.

Fabricado en espuma forrada en stoquinette y dril algodón 100% de 280g, con correas de reata y velcro con hebillas media luna que sirven para asegurar.



**MACLO
ORTOPEDICOS Ltda.**
Especialistas en la Producción de de Artículos Ortopédicos



SARMIENTO PIERNA

Para fractura de tibia y/o peroné.

Fabricado en polipropileno, con,
Correas de cierre adhesivo (velcro).



TOBILLERA EN POLIPROPILENO

Para esguince de tobillo grado 1 y
Grado 2.

Fabricado en polipropileno de 3mm,
almohadilla en neopreno felpa,
Correas de cierre adhesivo.

SOBRE MEDIDAS

TALLAS: DER - IZQ

CALLE 4D 34ª 07 San Fernando
Teléfonos: 5568874 - 5575715 Celular: 3002580722
E-mail: maclortopedico@hotmail.com
Santiago de Cali - Colombia



**MACLO
ORTOPEDICOS Ltda.**
Especialistas en la Producción de de Artículos Ortopédicos



MANOPLA TUNEL CARPIO Y FERULA DE QUERVAIN

- Indicado para tratar el síndrome del túnel del carpo dejando el pulgar en posición funcional ABD, esguinces, tendinitis de Quervain y post-fracturas.
- Fabricado en neopreno perforado de 4mm, Velcros, lamina de aluminio, lamina de pvc moldeado e hilo, de color beige y negro.

TALLAS: S-M-L-XL



MANOPLA TUNEL DEL CARPO

Utilizada para problemas de túnel del carpo ya la vez sirve como instrumento terapéutico.

Fabricado con neopreno de 4 mm color negro.

TALLAS: S- M -L XL

LADOS: DER - IZQ



RODILLERA SENCILLA

Para esquinces de rodilla grado 2, 1 y 2, fabricado en neopreno

RODILLERA CORTA

para esquinces de rodilla grado 1 y dolor, fabricado en neopreno

TALLAS: S-M-L-XL



ZAPATO YESO

Para comodidad en la marcha de paciente enyesado e higiene y evitar el deterioro del yeso.

Fabricado en lamina deportiva con dril algodón 100% de 280g, bordes de sesgo, velcro, pegante bóxer, lamina de salpa y hebillas aseguradoras cuadradas plásticas



ZAPATO JUANETE

Ideal para el descanso postoperatorio de juanete.

Fabricado en lamina deportiva, con plantilla forrada, con correas de velcro, bordes de sesgo y hebillas aseguradoras cuadradas plásticas

TALLAS: 30 AL 45



**MACLO
ORTOPEDICOS Ltda.**
Especialistas en la Producción de de Artículos Ortopédicos



FERULA MANO CAIDA

- Indicada para pacientes que han padecido de algún tipo de lesión en la mano o discapacidad.
- Elaborada en lamina de polipropileno, Velcros, remaches y Fomy para mayor comodidad de la misma
- Se realizan bajo formula médica y Sobre medida.



FERULA PIE CAIDO

- Indicada para pacientes que han padecido de algún tipo de lesión en el pie o discapacidad.
- Elaborada en lamina de polipropileno, Velcros, remaches y Fomy para mayor comodidad de la misma
- Se realizan bajo formula médica y Sobre medida.



**MACLO
ORTOPEDICOS Ltda.**
Especialistas en la Producción de de Artículos Ortopédicos



FERULA DIGITAL

Para inmovilizar falange a causa completa de esguince o fractura.
Fabricado en aluminio



ZUNCHO

Para inmovilizar falange De esguince o fractura
fabricado de aluminio

TALLAS: S-M-L

TALLAS: 30 – 45 CMS



TRACCION CUTANEA

Para traccionar miembros inferiores con fractura de fémur. Fabricado en espuma troquelada flexible de poliuretano.

TALLAS: NN-S-M-L-XL



**MACLO
ORTOPEDICOS Ltda.**
Especialistas en la Producción de de Artículos Ortopédicos



SOMMY PHILADELPHIA

Para trauma severo en el cuello, luxación, fracturas cervicales y torácicas, ideal para rescate de paciente poli traumatizados.

TALLAS: S-M-L-XL- SOBREMEDIDAS

CALLE 4D 34ª 07 San Fernando
Teléfonos: 5568874 - 5575715 Celular: 3002580722
E-mail: maclortopedico@hotmail.com
Santiago de Cali - Colombia



FERULA QUERVAIN

Proporciona una protección confortable triangular y un apoyo estabilizador aliviar el dolor en caso de Irritaciones de la articulación del Pulgar.

Fabricado en neopreno



CODIERA DE TENISTA

El punto de presión ofrece un para contribuir músculos del antebrazo

Ayuda a aliviar el dolor con las lesiones de codo y la Debilidad

TALLAS: GRANDE- PEQUEÑA

STANDARD

DERECHO - IZQUIERDO



COLLAR BLANDO

Para inmovilizar trauma leve en
cuello.
Elaborado en espuma rosada

TALLAS: NN-S-M-L-XL



CORRECTOR DE POSTURA

Para corrección de
Hipersifosis Y defectos
posturales.

TALLAS: NN-S-M-L-XL



TRIANGULO ABDUCCION

Abductor de Cadera tipo almohada triangular, ayuda en la prevención de los traumatismos durante el tratamiento post operatorio de la cadera.

Ortesis externa que permite mantener el miembro inferior afectado en posición de ADB en el post-operatorio manteniendo la estabilidad

Material: Espuma de 15cm, tela felpa, cierre y correa de reata

poliéster

TALLA: UNICA



FAJA LUMBOSACRA

Dispositivo médico para post-operatorio de hernia discal a nivel lumbar y lumbalgias severas. Problema de columna

TALLA: S-M-L-XL-ESPECIAL



KIT INMOVILIZADOR CARTON PLASTICO

Kit de Inmovilizador es en Cartón Plast Elaborado en cartón plástico, desechable, fácil de usar, para inmovilizar pierna que viene reforzada con barras de aluminio, además hay para brazo, cuello, dedos.

DISPONIBLE: ADULTO Y NIÑO



INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES EN TELA

Este producto es para inmovilizar o limitar los movimientos del paciente, evitando caídas o movimientos peligrosos en la cama. Están indicados especialmente para la inmovilización de personas con facultades psíquicas alteradas.

Este producto no ha sido diseñado para ser reutilizado por varias personas, Lavar siempre a mano.

TALLAS: GRANDE – PEQUEÑO



INMOVILIZADOR DE RODILLA LIGAMENTO CRUZADO

- Este producto es para inmovilizar cuando hay problema de ligamento cruzado posterior, Inestabilidad de la rodilla, Infección

Este producto no ha sido diseñado para ser reutilizado por varias personas, Lavar siempre a mano.

TALLAS: XL – L – M – S SOBREMEDIDAS



MUÑEQUERA

Ideal para personas que padecen tendinitis y practican deporte, para inestabilidades leves o para prevenir en trabajos que realicen movimientos repetitivos de la muñeca.

Está fabricada en neopreno de 3 mm

TALLA: UNICA