



allmed

DESCRIPCIÓN

El tubo endotraqueal es un dispositivo de PVC grado médico, para ser introducido en la vía aérea, utilizado para ventilar al paciente en estados de pérdidas de esfuerzo o actividad respiratoria, ya sea provocado en procedimientos quirúrgicos o en estados de dificultad respiratoria.

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Tubo endotraqueal

Material: PVC grado médico

Color: Transparente

Uso previsto: Dispositivo utilizado en la aplicación de la ventilación mecánica invasiva para lo cual el tubo se instala como vía aérea artificial. También se usa con frasco respiratorio, con el fin de disminuir los síntomas de disnea.

Estilo de empaque: Individual

Vida útil: 5 años

Condiciones de bodega:

Humedad relativa máxima 75% y temperatura máxima 30°C.

Diseño y especificaciones:

- Fácil de manipular.
- Disponible en diversos tamaños.
- Punta suave, que evita el trauma.
- Balón simétrico, que fija el tubo y evita el escape de aire.

Esterilización: Por Óxido de Etileno

Contraindicaciones:

- No se recomienda en pacientes conscientes o con anestesia ligera, ya que pueden causar reflejo nauseoso y vómitos

Áreas de uso:

- Tratamiento de pacientes críticamente enfermos y que necesitan un soporte ventilatorio.
- Apnea (la más urgente). Insuficiencia respiratoria. Obstrucción de vías respiratorias.
- Control de la ventilación (tétano, estados epilépticos).
- Incapacidad del paciente para proteger sus vías respiratorias debido a la actividad refleja incorrecta.

DIMENSIONES

Diámetro interno del tubo	Longitud (nasal/oral) (+/- 0,3mm)	Longitud (oral) (+/- 0,3mm)
6,5	295	265
7,0	310	295
7,5	330	300
8,0	330	310
8,5	330	320

PRECAUCIONES

- Este producto debe ser usado por personal entrenado y capacitado.
- Este es un producto desechable para un solo uso, cualquier reesterilización o reutilización del producto puede resultar en un peligro para el paciente.
- No lo use si el paquete ha sido abierto o dañado.
- No usar después de la fecha de caducidad.

REGISTRO INVIMA 2018DM-0002408-R1