

Referencia: 101055

Mediana Compresión 15 - 20 mmHg

- ♦ **Denominación comercial:** Medias de compresion progresiva "No-Varix®"
Nombre genérico: Media hasta la rodilla para dama
- ♦ **Registro sanitario o Notificación Sanitaria**
Número Registro Sanitario: INVIMA DM2019-0003826-R1
Notificación Sanitaria: N/A
Fecha de vigencia del Registro/Notificación sanitaria: 26 de febrero de 2.029

♦ Descripción:

Media hasta la rodilla para dama, con refuerzo en talón y puntera. Transparente. Médicamente recomendadas para el alivio del cansancio, dolor, inflamación y pesadez de las piernas. Reduce el volumen de las várices. Atractivo y elegante diseño cosmético transparente, ideal para el trabajo y uso diario. Refuerzo superior muy confortable sin caucho, que evita oprimir el músculo manteniendo la media en su posición. Costura plana en la puntera para comodidad de los dedos. Elegante apariencia y colores de moda. Fibras de excelente elongación, recuperación y durabilidad asegurando constante compresión. Contiene Suavizante Textil que le da elasticidad y facilidad en la postura. Con Antibacterial que ayuda a evitar la aparición de hongos, bacterias y ácaros.

♦ Composición Textil:

Nailon / Nylon: 80%

Elastano / Spandex: 20%

♦ Indicaciones:

Telangiectasias, insuficiencia venosa crónica, síndrome posttrombótico, edema postquirúrgico, postescleroterapia

♦ Características del producto

Compresión:	Mediana
Color:	Beige, Black, Navy, Gray, Vison, White, Sahara, Off black, Taupe
Talla:	Small, Medium, Large, X-large
Estilo:	Media hasta la rodilla
Textura:	Transparente

Método de Análisis

Hatra y Salzmann Mesh MST
Espectrofotómetro
Long stretch / Cross stretch
Visual
Visual

Tolerancia

15 - 20 mmHg
De 0 a 1
+/- 4 cm
N/A
N/A

♦ Recomendaciones de uso



♦ Empaque

Denominación
Media hasta la rodilla de compresion progresiva

Empaque
1 par dentro de empaque primario con sticker de identificación

♦ Rotulado

Empaque Primario:
Empaque Secundario:
Empaque Terciario:

Bolsa de polietileno transparente de baja densidad x 1 par
Caja en TP de 290 grs con brillo UV y pegue lateral x 1 par
Caja de cartón corrugado de 2,5 / 3,5 / 4 cm de espesor x 6 pares

♦ Condiciones de almacenamiento

Temperatura:
Humedad:
Circulación de Aire:

Hasta 30°C
65% +/-10%
El área debe tener ventilación y circulación de aire para evitar concentración de humedad (Prevención de creación de microclimas y crecimiento de hongos)
Evitar la exposición directa a la luz solar
Insectos: polillas, ácaros. Microorganismos: Moho, hongos
Evitar la concentración de polvo que genere daños al producto

Luz solar:
Control de Plagas:
Polvo y contaminación:

Fabricante: Texpon S.A.

Producto importado: No



Colores disponibles:



Manufacturadas por:

Texpon S.A.
"Medias de compresión progresiva"



Escanea el Código QR, para mayor información

Sujeto a cambios sin previo aviso

www.ortopedicosfuturo.com

Distribuidas por :

