

Referencia: 101095

Mediana Compresión 15 - 20 mmHg

- **Denominación comercial:** Medias de compresion progresiva "No-Varix®"
Nombre genérico: Media hasta la rodilla para dama
- **Registro sanitario o Notificación Sanitaria**
Número Registro Sanitario: INVIMA DM2019-0003826-R1
Notificación Sanitaria: N/A
Fecha de vigencia del Registro/Notificación sanitaria: 26 de febrero de 2.029

- **Descripción:**

Media hasta la rodilla para dama con refuerzo en talón, puntera abierta. Transparente. Médicamente recomendadas para el alivio del cansancio, dolor, inflamación y pesadez de las piernas. Reduce el volumen de las várices. Atractivo y elegante diseño cosmético transparente, ideal para el trabajo y uso diario. Refuerzo superior muy confortable sin caucho, que evita oprimir el músculo manteniendo la media en su posición. Puntera descubierta con costura plana para comodidad de los dedos. Elegante apariencia y colores de moda. Fibras de excelente elongación, recuperación y durabilidad asegurando constante compresión. Contiene Suavizante Textil que le da elasticidad y facilidad en la postura. Con Antibacterial que ayuda a evitar la aparición de hongos, bacterias y ácaros.

- **Composición Textil:**

Nailon / Nylon: 80%

Elastano / Spandex: 20%

- **Indicaciones:**

Telangiectasias, insuficiencia venosa crónica, síndrome posttrombótico, edema postquirúrgico, postescleroterapia

- **Características del producto**

Compresión: Mediana

Color: Beige, Vison, Sahara

Talla: Small, Medium, Large, X-large

Estilo: Media hasta la rodilla

Textura: Transparente

Método de Análisis

Hatra y Salzmann Mesh MST

Espectofotómetro

Long stretch / Cross stretch

Visual

Visual

Tolerancia

15 - 20 mmHg

De 0 a 1

+/- 4 cm

N/A

N/A



- **Recomendaciones de uso**



Lavado a mano
Temperatura máxima 40 °C



No usar blanqueador



No secar en máquina



Secado en
tendedero a la sombra



No planchar

Colores disponibles:



Beige

Vison

Sahara

- **Empaque**

Denominación

Media hasta la rodilla de compresion progresiva

Empaque

1 par dentro de empaque primario con sticker de identificación

- **Rotulado**

Empaque Primario:

Empaque Secundario:

Empaque Terciario:

Bolsa de polietileno transparente de baja densidad x 1 par

Caja en TP de 290 grs con brillo UV y pegue lateral x 1 par

Caja de cartón corrugado de 2,5 / 3,5 / 4 cm de espesor x 6 pares

- **Condiciones de almacenamiento**

Temperatura:

Humedad:

Circulación de Aire:

Hasta 30°C

65% +/-10%

El área debe tener ventilación y circulación de aire para evitar concentración de humedad (Prevención de creación de microclimas y crecimiento de hongos)

Evitar la exposición directa a la luz solar

Luz solar:

Control de Plagas:

Polvo y contaminación:

Insectos: polillas, ácaros. Microorganismos: Moho, hongos

Evitar la concentración de polvo que genere daños al producto

Fabricante: Texpon S.A.

Producto importado: No

Manufacturadas por:

Texpon S.A.
"Medias de compresión progresiva"



Escanea el Código QR, para mayor información

Sujeto a cambios sin previo aviso

www.ortopedicosfuturo.com

Distribuidas por :

ortopédicos y droguerías futuro