

Referencia: 101073

Mediana Compresión 15 - 20 mmHg

- ♦ **Denominación comercial:** Medias de compresion progresiva "No-Varix®"
Nombre genérico: Media hasta el muslo para dama
- ♦ **Registro sanitario o Notificación Sanitaria**
Número Registro Sanitario: INVIMA DM2019-0003826-R1
Notificación Sanitaria: N/A
Fecha de vigencia del Registro/Notificación sanitaria: 26 de febrero de 2.029

- ♦ **Descripción:**
Media hasta el muslo para dama, con banda siliconada y refuerzo en talón y puntera. Transparente. Médicamente recomendadas para el alivio del cansancio, dolor, inflamación y pesadez de las piernas. Reduce el volumen de las várices. Atractivo y elegante diseño cosmético transparente, ideal para el trabajo y uso diario. Cómoda banda siliconada, de suave adherencia a la piel, no requiere ligero manteniendo la media en su posición. Colores de moda. Fibras de excelente elongación, recuperación y durabilidad asegurando constante compresión. Contiene Suavizante Textil que le da elasticidad y facilidad en la postura. Contiene Antibacterial que ayuda a evitar la aparición de hongos, bacterias y ácaros.

- ♦ **Composición Textil:**
Nailon / Nylon: 80% **Elastano / Spandex:** 20%

- ♦ **Indicaciones:**
Telangiectasias, insuficiencia venosa crónica, síndrome posttrombótico, edema postquirúrgico, postescleroterapia

Características del producto

Compresión:	Mediana	Método de Análisis	Tolerancia
Color:	Beige, Black, Vison, Sahara, Off black, Taupe	Hatra y Salzmann Mesh MST	15 - 20 mmHg
Talla:	Small, Medium, Large, X-large	Espectofotómetro	De 0 a 1
Estilo:	Media hasta el muslo	Long stretch / Cross stretch	+/- 4 cm
Textura:	Transparente	Visual	N/A
		Visual	N/A

Recomendaciones de uso



Empaque

Denominación
Media hasta el muslo de compresion progresiva

Empaque
1 par dentro de empaque primario con sticker de identificación

Rotulado

Empaque Primario:
Empaque Secundario:
Empaque Terciario:

Bolsa de polietileno transparente de baja densidad x 1 par
Caja en TP de 290 grs con brillo UV y pegue lateral x 1 par
Caja de cartón corrugado de 2,5 / 3,5 / 4 cm de espesor x 6 pares

Condiciones de almacenamiento

Temperatura:
Humedad:
Circulación de Aire:

Hasta 30°C
65% +/-10%
El área debe tener ventilación y circulación de aire para evitar concentración de humedad (Prevención de creación de microclimas y crecimiento de hongos)
Evitar la exposición directa a la luz solar
Insectos: polillas, ácaros. Microorganismos: Moho, hongos
Evitar la concentración de polvo que genere daños al producto


Luz solar:
Control de Plagas:
Polvo y contaminación:

Fabricante: Texpon S.A.

Producto importado: No



Colores disponibles:



Manufacturadas por:

Texpon S.A.
"Medias de compresión progresiva"



Escanea el Código QR, para mayor información

Sujeto a cambios sin previo aviso

www.ortopedicosfuturo.com

Distribuidas por :

