

- ♦ **Denominación comercial:** Medias de compresion progresiva "No-Varix®"
Nombre genérico: Media hasta la rodilla para dama
- ♦ **Registro sanitario o Notificación Sanitaria**
Número Registro Sanitario: INVIMA DM2019-0003826-R1
Notificación Sanitaria: N/A
Fecha de vigencia del Registro/Notificación sanitaria: 26 de febrero de 2.029

- ♦ **Descripción:**
Media hasta la rodilla para dama, con refuerzo en talón y puntera. Opaco. Con Diseño. Linea Colors. Médicamente recomendado para el alivio del cansancio, dolor, inflamación y pesadez de las piernas. Reduce el volumen de las várices. Talón reforzado y amplia puntera para libertad de movimiento de los dedos. Tejido con diseño en pie y pierna, ideal para el trabajo y uso diario. Atractivo diseño moderno. Fibras de excelente elongación, recuperación y durabilidad garantizando constante compresión. Contiene Suavizante Textil que le da elasticidad y facilidad en la postura y Antibacterial que ayuda a evitar la aparición de hongos, bacterias y ácaros.

- ♦ **Composición Textil:**
Nailon / Nylon: 90% Elastano / Spandex: 10%

- ♦ **Indicaciones:**
Telangiectasias, insuficiencia venosa crónica, síndrome posttrombótico, edema postquirúrgico, postescleroterapia

Características del producto

Compresión:	Mediana
Color:	Light blue, White, Fucsia, Violet, Purple
Talla:	Small, Medium, Large, X-large
Estilo:	Hasta la rodilla
Textura:	Opaco

Método de Análisis

Hatra y Salzmann Mesh MST
Espectofotómetro
Long stretch / Cross stretch
Visual
Visual

Tolerancia

15 - 20 mmHg
De 0 a 1
+/- 4 cm
N/A
N/A

Recomendaciones de uso



Empaque

Denominación
Media hasta la rodilla de compresion progresiva

Empaque
1 par dentro de empaque primario con sticker de identificación

Rotulado

Empaque Primario:
Empaque Secundario:
Empaque Terciario:

Bolsa de polietileno transparente de baja densidad x 1 par
Caja en TP de 290 grs con brillo UV y pegue lateral x 1 par
Caja de cartón corrugado de 2,5 / 3,5 / 4 cm de espesor x 6 pares

Condiciones de almacenamiento

Temperatura:
Humedad:
Circulación de Aire:

Hasta 30°C
65% +/-10%
El área debe tener ventilación y circulación de aire para evitar concentración de humedad (Prevención de creación de microclimas y crecimiento de hongos)
Evitar la exposición directa a la luz solar
Insectos: polillas, ácaros. Microorganismos: Moho, hongos
Evitar la concentración de polvo que genere daños al producto

Luz solar:
Control de Plagas:
Polvo y contaminación:

Fabricante: Texpon S.A.

Producto importado: No

Referencia: 101026

Mediana Compresión 15 - 20 mmHg

Colors



Colores disponibles:



Importante

* Se excluye el color light blue, fucsia y violet en tallas L y XL
* Se excluye el color purple en la talla L

Manufacturadas por:

Texpon S.A.
"Medias de compresión progresiva"



Escanea el Código QR, para mayor información

Sujeto a cambios sin previo aviso

www.ortopedicosfuturo.com

Distribuidas por :

