



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003

Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019

Fecha de creación: Marzo 21 de 2023

Versión: 01

Fecha de modificación:

Nombre: Rodillera abierta con refuerzo rotuliano

Ref: O742p

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMERCIAL (CÓDIGO CLIENTE)

Rodillera abierta con refuerzo rotuliano

POSICIÓN ARANCELARIA

9021.10.10.00

FABRICANTE

Medi Varic Products S.A.S.

DETALLES

- Fabricado en airpreno grabado de 2.5 mm y afelpado fusionado en hilado con cobre de 2.5 mm, multidireccional sin látex que da soporte, compresión y acción térmica.
- Acabados sin costuras, que permiten que sea más suave, evitando molestias y marcaciones que maltraten la piel.
- Centrador de rótula con almohadilla.
- Velcros de una y dos pulgadas de adherencia fuerte y resistente.



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003
Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019
Fecha de creación: Marzo 21 de 2023
Versión: 01
Fecha de modificación:

Nombre: Rodillera abierta con refuerzo rotuliano

Ref: O742p

USO Y BENEFICIO

- Trauma en tejidos blandos (tendinitis y esguinces grado 1).
- Inestabilidad rotuliana.
- Soporte que brinda estabilidad en los deportes de impacto.
- Diseño envolvente y ambidiestro con extensiones de ajuste.
- Forro interno en hilado con cobre que ayuda a reducir la inflamación y mejorar la circulación en la zona de la lesión.
- Mejora la apariencia y cicatrización de la piel.
- Cuando las partículas de cobre entran en contacto con el sudor (bacterias y hongos), rompen su estructura y desaparece el mal olor.

RECOMENDACIONES DE USO

- Trauma en tejidos blandos (tendinitis y esguinces grado 1).
- Inestabilidad rotuliana.
- Soporte que brinda estabilidad en los deportes de impacto.

CONTRAINDICACIONES

- En caso de presentar reacción alérgica al material o irritación en la piel suspender el uso.
- Contraindicado en cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor.

ADVERTENCIA

- Se recomienda usar por un único paciente y solo para los fines indicados.
- Usar bajo recomendación profesional.
- La prenda puede presentar cambio de color en las zonas donde tiene mayor contacto con el pH de nuestro cuerpo.

COMPOSICIÓN

Principal: 50% caucho SBR neopreno / SBR rubber neoprene, 42% poliamida / polyamide, 8% elastano / elastane.

Forro interno: 48% poliamida con cobre / copper enhanced polyamide, 46% poliamida texturizada / textured polyamide, 6% elastano / elastane.

DATOS ESPECÍFICOS

Color: Negro

Tallas: Única



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003
Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019
Fecha de creación: Marzo 21 de 2023
Versión: 01
Fecha de modificación:

Nombre: Rodillera abierta con refuerzo rotuliano

Ref: O742p

CRITERIOS DE CALIDAD

- El tejido no debe presentar defectos como huecos, marras y demás que afecten la calidad del producto.
- Debe visualizarse la prenda limpia, sin hebras fijas ni sueltas.
- Las costuras no deben presentar saltos, tensiones, destensiones, acordonamientos ni rodadas.


RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

- Lavar a mano temperatura máxima 40 °C.
- No usar blanqueador.
- No secar en máquina.
- Secado extendido a la sombra.
- No planchar.
- No usar suavizante.
- Durante su uso o en su limpieza, no utilice sustancias abrasivas, corrosivas, alcoholes, suavizantes, pomadas o líquidos disolventes.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO DE LA PRENDA

- Mantener alejado de objetos corto punzantes para evitar el deterioro del dispositivo.
- Es necesario dejar de presente que para garantizar la duración y eficiencia de este producto; al momento del lavado se deben eliminar todos los residuos de jabón, ya que de no hacerlo se podrían presentar afectaciones en la piel.

GUÍA DE TALLAS

	A. Contorno superior	Hasta 55 cm
	B. Contorno inferior	Hasta 45 cm



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003

Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019

Fecha de creación: Marzo 21 de 2023

Versión: 01

Fecha de modificación:

Nombre: Rodillera abierta con refuerzo rotuliano

Ref: 0742p

MARQUILLA

Medi Varic®
COPPER SUPPORT

REF: 0742p

Composición:

50% caucho SBR neopreno /

SBR rubber neoprene

42% poliamida / polyamide

8% elastano / elastane

Forro interno:

48% poliamida con cobre /

copper enhanced polyamide

46% poliamida texturizada /

textured polyamide

6% elastano / elastane

HECHO EN COLOMBIA

MADE IN COLOMBIA

FABRICANTE:

Medi Varic Products S.A.S

Carrera 88A No. 64D-58

Bogotá - Colombia

NIT 900.403.422-1

Registro INVIMA

2022DM-0026318

Código SIC No. 900403422

ÚNICA

Instrucciones de cuidado y
conservación del producto

Care and conservation

instructions for the product



No usar suavizante

Do not use softener

LOTE MVS0000000



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003
Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019
Fecha de creación: Marzo 21 de 2023
Versión: 01
Fecha de modificación:

Nombre: Rodillera abierta con refuerzo rotuliano

Ref: O742p

STICKER CÓDIGO DE BARRAS



CÓDIGOS EAN-13

Artículo	Descripción	Código EAN-13
O742p0004	Rodillera abierta con refuerzo rotuliano talla única color negro	7707670407889



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003

Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019

Fecha de creación: Marzo 21 de 2023

Versión: 01

Fecha de modificación:

Nombre: Rodillera abierta con refuerzo rotuliano

Ref: 0742p

MATERIAL EMPAQUE

INSERTO

SOLAPA ENVOLVENTE



GANCHO CONTRAMARCADO



BOLSA CONTRAMARCADA



Medida solapa envolvente

A	Ancho	14 cm
B	Largo	22 cm
C	Lomo	2 cm

Peso aproximado empaque individual

ÚNICA	0.15	Kg
Cantidad por empaque 1 unidad		

Empaque primario: Solapa envolvente.

Bolsa interna: Bolsa en polipropileno calibre 6 contramarcada 14 cm de ancho X 20 cm de largo.

Inserto: Manual de uso.

Empaque secundario: No aplica.

Registro Invima: 2022DM-0026318



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003

Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019

Fecha de creación: Marzo 21 de 2023

Versión: 01

Fecha de modificación:

Nombre: Rodillera abierta con refuerzo rotuliano


Ref: 0742p

EMPAQUE

Ubicación sticker de importador (aplica para los pedidos de exportaciones con especificaciones)



Ubicación sticker código de barras lado derecho



Ubicación sticker código QR para página del país de exportación.



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003

Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019

Fecha de creación: Marzo 21 de 2023


Versión: 01

Fecha de modificación:

Nombre: Rodillera abierta con refuerzo rotuliano

Ref: O742p

MATERIAL DE EMPAQUE MASTER



CAJA MASTER

Medida caja master		
A	Alto	42 cm
B	Ancho	55 cm
C	Profundidad	40 cm

Peso aproximado empaque caja master		
ÚNICA	8.25	Kg
CANTIDAD 55 UNIDADES		



FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Código: FT-DS-003

Fecha de emisión: Noviembre 28 de 2019

Fecha de creación: Marzo 21 de 2023

Versión: 01

Fecha de modificación:

Nombre: Rodillera abierta con refuerzo rotuliano

Ref: 0742p

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Criterio de cambio	Página	Responsable	Fecha
	.			

Elaborado por:

Diseñador

Revisado por:

Jhensi Aguilera

Técnico de diseño

Aprobado por:

Dirección de Calidad y Desarrollos