

RODILLERA

DEPORTIVA CRUZADA

Con Estabilizador de Rodilla

La rodillera deportiva cruzada con estabilización de rodilla GMD está diseñada para proporcionar una excelente estabilidad y compresión en la articulación de la rodilla, ideal para actividades deportivas y rehabilitación. Su estructura de nylon, poliéster, spandex y fibra elastodiene permite una sujeción firme y cómoda, manteniendo la rótula en su lugar con la ayuda de una almohadilla de gel. Además, cuenta con tiras elásticas ajustables y puntos de silicona para evitar deslizamientos durante su uso.



GMD-868



Material
antideslizante



Soporte y estabilidad
para la rodilla



Alivio
del dolor



Ajuste
seguro

EAN-13	7707633908378, 7707633901287	
Tallas	M, L	
Dimensiones	M: Alto: 33 cm Ancho inferior 14 cm	Ancho superior: 16 cm Largo de tiras elásticas: 52 cm
	L: Alto: 33 cm Ancho inferior: 15 cm	Ancho superior: 17 cm Largo de tiras elásticas: 53 cm
Composición	Nailon 53% Spandex 1% Poliéster 27% Fibra de Elastodiene 19%	
Peso neto	M: 192 g / L: 200 g	
Guía de talle Con la rodilla flexionada 30°, medir la circunferencia del muslo 14 cm por encima de la rodilla y la circunferencia de la pantorrilla 12 cm por debajo de la rodilla.		
	·M: 35–47 cm (Muslo) 25 – 37 cm (Pantorrilla) ·L: 45-50 cm (patela), 49-54 cm (superior)	
Estabilizador	2, flexible.	
Protección de patela	Si	
Rodillera abierta	No	
Tiras elásticas de ajuste de compresión	Si, 2	
Registro sanitario	INVIMA 2024DM-0029491	
Riesgo	I	

•M: 35-47 cm (Muslo) 25 - 37 cm (Pantorrilla)
•L: 45-50 cm (patela), 49-54 cm (superior)