



allmed

DESCRIPCIÓN

Máscara de oxígeno con nebulizador de alta capacidad, de excelente calidad transportando gases de oxígeno y medicamentos hacia el paciente a través de boca y nariz, con concentraciones ajustadas a la necesidad del paciente brindandonebulizaciones adecuadas y eficientes.

Indicaciones de uso: Transportar gases de oxígeno o vapores con medicamento hacia el paciente a través de la boca, nariz y la concentración puede ser ajustada.

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES

Composición: está fabricada en PVC, PP, PC, ABS y PE en grado médico, consta de máscara, nebulizador, tubo de oxígeno, cinturón elástico, escama de aluminio y conector.

Uso: un solo uso, desechable.

Tamaño: en 4 presentaciones:

Adulto estándar

Adulto alargada

Pedriátrica estándar

Pedriátrica alargada.

Esterilización: óxido de etileno.

Caudal de impulsión: 4-8 lt/min

Estilo de empaque: Bolsa individual y caja x 50 unds.

Vida útil: 5 años.

Condiciones de bodega: Humedad relativa máxima 75%. Temperatura máxima 30c°.

Características: Nebuliza en ángulos de hasta 45 ° para adaptarse a los requisitos de tratamiento especiales.

TIPO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA
ADULTO ESTÁNDAR	115mm +/- 10mm	85mm+/-3mm	60mm+/-3mm
PEDIÁTRICO ESTÁNDAR	90mm +/- 10mm	70mm+/-3mm	45mm+/-3mm
ADULTO ALARGADO	145mm +/- 10mm	85mm+/-3mm	65mm+/-3mm
PEDIÁTRICO ALARGADO	110mm +/- 10mm	70mm+/-3mm	50mm+/-3mm

PRECAUCIONES

- Leer todas las instrucciones antes del uso.
- No reusar, no reprocesar y no re esterilizar.
- Puede causar irritaciones en la piel y resequead nasal debido a los efectos del tratamiento.
- Ajuste la tasa de flujo de oxígeno antes de la conexión al paciente.
- Este dispositivo solo puede utilizarse por profesionales entrenados.
- Para uso de un solo paciente.

REGISTRO INVIMA 2018DM-0002406-R1